



T-LOCK® MENISCAL REPAIR SYSTEM

CATÁLOGO ARGENTINA

DISPOSITIVO DE REPARACIÓN DE MENISCOS | ALL-INSIDE MENISCAL REPAIR SYSTEM OVERFIX

T-LOCK® MENISCAL REPAIR SYSTEM

Cigar Handle Curvo

Contiene un despliegue activo de dos implantes de PEEK de perfil ultra bajo, los cuales son expulsados desde la punta de la aguja de administración, minimizando la penetración excesiva del menisco. El implante está integrado en una aguja T1 de 1.0mm que ayuda a minimizar la lesión del menisco. La aguja curva de 10° está diseñada para que proporcione un fácil acceso al desgarr.



ERGONOMÍA

El ergonómico mango de cigarro y el activo control deslizante de 360° está diseñado para una sola mano. Entrega del implante en cualquier rotación.

AJUSTABLE

El botón de profundidad puede ser rápidamente ajustado a diferentes longitudes, según el grosor del menisco.



SUTURA PRECARGADA

Precargado con sutura de fibra UHS #2-0 y nudo deslizante proporciona reparación artroscópica segura de todo el interior del menisco.



T-LOCK® MENISCAL REPAIR SYSTEM

CODIFICACIÓN

Consultar disponibilidad según país o región

CODIFICACIÓN DE CIGAR HANDLE

CÓDIGO	APLICACIÓN	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	PRODUCTO
All-Inside Meniscal Repair System Overfix			
91-8901-002-00	Menisco	Sistema de Reparación de Meniscos, Cigar Handle, Curvo	
			No. de Registro Sanitario 2479-27

BIOADVANCE Y OVERFIX son marcas registradas. Todos los derechos reservados.

DISPOSITIVOS MÉDICOS
bioadvance[®]
LATAM

OVERFIX[®]
— SPORTS MEDICINE — by Delta

AK MEDICAL
REPRESENTANTE EXCLUSIVO

Jri
Ortopedista

OVERFIX[®]
TRAUMA

OVERFIX[®]

OVERFIX[®]
SPORTS MEDICINE

OVERFIX[®]
POWER TOOLS



COFEPRIS
COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN
CONTRA RIESGOS SANITARIOS

AGEMED
Asociación Nacional de Equipos Médicos
y Tecnología de Salud

anmat
Autoridad Nacional de Regulación
Alimentaria y Tecnología Médica

Instituto de Salud Pública
Ministerio de Salud

bioadvancelatam.com