

DISPOSITIVOS MÉDICOS

bicadvantage[®]

LATAM



VÁSTAGO AVANTEON[®]

Jri
Orthopaedics

CATÁLOGO

VÁSTAGO AVANTEON[®]

VÁSTAGO AVANTEON®

CODIFICACIÓN

Consultar disponibilidad según país o región

CODIFICACIÓN DE VÁSTAGO FEMORAL CEMENTADO AVANTEON

CÓDIGO	DIMENSIONES	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	PRODUCTO
510000	CDH offset de 36 mm	Vástago femoral cementado AVANTEON CDH offset de 36 mm	
510015	Tamaño 0 offset de 38 mm	Vástago femoral cementado AVANTEON Tamaño 0 offset de 38 mm	
510011	Tamaño 1 offset de 38 mm	Vástago femoral cementado AVANTEON Tamaño 1 offset de 38 mm	
510012	Tamaño 2 offset de 38 mm	Vástago femoral cementado AVANTEON Tamaño 2 offset de 38 mm	
510013	Tamaño 3 offset de 38 mm	Vástago femoral cementado AVANTEON Tamaño 3 offset de 38 mm	
510014	Tamaño 4 offset de 38 mm	Vástago femoral cementado AVANTEON Tamaño 4 offset de 38 mm	
510005	Tamaño 0 offset de 45 mm	Vástago femoral cementado AVANTEON Tamaño 0 offset de 45 mm	
510001	Tamaño 1 offset de 45 mm	Vástago femoral cementado AVANTEON Tamaño 1 offset de 45 mm	
510002	Tamaño 2 offset de 45 mm	Vástago femoral cementado AVANTEON Tamaño 2 offset de 45 mm	
510003	Tamaño 3 offset de 45 mm	Vástago femoral cementado AVANTEON Tamaño 3 offset de 45 mm	
510004	Tamaño 4 offset de 45 mm	Vástago femoral cementado AVANTEON Tamaño 4 offset de 45 mm	
510020	Tamaño 1 offset de 50 mm	Vástago femoral cementado AVANTEON Tamaño 1 offset de 50 mm	
510021	Tamaño 2 offset de 50 mm	Vástago femoral cementado AVANTEON Tamaño 2 offset de 50 mm	
510022	Tamaño 3 offset de 50 mm	Vástago femoral cementado AVANTEON Tamaño 3 offset de 50 mm	

ADVERTENCIA:
El vástago femoral cementado AVANTEON® CDH, tamaño 0 de 38 mm y 45 mm, NO DEBE utilizarse con cabezas que tengan un offset superior a +4 mm.

BIOADVANCE Y OVERFIX son marcas registradas. Todos los derechos reservados.

VÁSTAGO AVANTEON®

CODIFICACIÓN

Consultar disponibilidad según país o región

CODIFICACIÓN DE CENTRALIZADOR DISTAL Y TAPÓN DE CEMENTO

CÓDIGO	DIMENSIONES	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	PRODUCTO
--------	-------------	-------------------------	----------

251018	Ø10-18mm	Centralizador distal con marcador de tantalio Ø10-18 mm
--------	----------	---



CÓDIGO	DIMENSIONES	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	PRODUCTO
--------	-------------	-------------------------	----------

13-00-10	10mm	Tapón de cemento 10 mm
----------	------	------------------------

13-00-11	11mm	Tapón de cemento 11 mm
----------	------	------------------------

13-00-12	12mm	Tapón de cemento 12 mm
----------	------	------------------------

13-00-13	13mm	Tapón de cemento 13 mm
----------	------	------------------------

13-00-14	14mm	Tapón de cemento 14 mm
----------	------	------------------------

13-00-15	15mm	Tapón de cemento 15 mm
----------	------	------------------------

13-00-16	16mm	Tapón de cemento 16 mm
----------	------	------------------------

13-00-17	17mm	Tapón de cemento 17 mm
----------	------	------------------------

13-00-18	18mm	Tapón de cemento 18 mm
----------	------	------------------------

13-00-19	19mm	Tapón de cemento 19 mm
----------	------	------------------------

13-00-20	20mm	Tapón de cemento 20 mm
----------	------	------------------------



BIOADVANCE Y OVERFIX son marcas registradas. Todos los derechos reservados.

VÁSTAGO AVANTEON®

CODIFICACIÓN

Consultar disponibilidad según país o región

CODIFICACIÓN DE INSTRUMENTAL BANDEJA 1 NIVEL SUPERIOR 007061

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	IMAGEN
007100	-	Escofina CDH offset de 36 mm	
007105	-	Escofina Tamaño 0 offset de 38 mm	
007101	-	Escofina Tamaño 1 offset de 38 mm	
007102	-	Escofina Tamaño 2 offset de 38 mm	
007103	-	Escofina Tamaño 3 offset de 38 mm	
007115	-	Escofina Tamaño 0 offset de 45 mm	
007111	-	Escofina Tamaño 1 offset de 45 mm	
007112	-	Escofina Tamaño 2 offset de 45 mm	
007113	-	Escofina Tamaño 3 offset de 45 mm	
007128	-	Cuellos de prueba CDH y offset de 38 mm	
007016	-	Cuellos de prueba offset de 45 mm	
130100	-	Insertor de tapones de cemento	
007005	-	Impactador de cabeza femoral	
007018	-	Cabezas de prueba 28 mm longitud de cuello -3.5 mm	
007019	-	Cabezas de prueba 28 mm longitud de cuello 0 mm	
007020	-	Cabezas de prueba 28 mm longitud de cuello +4 mm	
007021	-	Cabezas de prueba 28 mm longitud de cuello +8 mm	
007127	-	Guía de osteotomía	

BIOADVANCE Y OVERFIX son marcas registradas. Todos los derechos reservados.

VÁSTAGO AVANTEON®

CODIFICACIÓN

Consultar disponibilidad según país o región

CODIFICACIÓN DE INSTRUMENTAL BANDEJA 1 NIVEL SUPERIOR E INFERIOR 007061 Y 2 007064

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	IMAGEN
007033	-	Osteótomo de caja - Pequeño	
007034	-	Osteótomo de caja - Grande	

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	IMAGEN
007042	-	Broca escalonada acetabular	
007036	-	Insertor de copa acetabular	
007047	-	Empujador de copa acetabular	
007052	-	Mango de anteversión	
007051	-	Escariador intramedular - Pequeño 10 mm	
007043	-	Escariador intramedular - Grande 14 mm	
007035	-	Mango de escofina	
007036	-	Insertor de copa acetabular	
007006	-	Insertor de vástago	

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	IMAGEN
007017	-	Adaptador de cuello de prueba Avanteon - offset de 50	
007120	-	Escofina Tamaño 1 - offset de 50	
007121	-	Escofina Tamaño 2 - offset de 50	
007122	-	Escofina Tamaño 3 - offset de 50	
007104	-	Escofina Tamaño 4 - offset de 38	
007114	-	Escofina Tamaño 4 - offset de 45	


BIOADVANCE Y OVERFIX son marcas registradas. Todos los derechos reservados.

VÁSTAGO AVANTEON®


CODIFICACIÓN

Consultar disponibilidad según país o región


CAJAS DE INSTRUMENTAL | BANDEJA 1 NIVEL SUPERIOR 007061



CAJAS DE INSTRUMENTAL | BANDEJA 1 NIVEL INFERIOR 007061



CAJAS DE INSTRUMENTAL | BANDEJA 2 007064



Importado y Distribuido en Argentina por:

bioadvance
DISPOSITIVOS MÉDICOS
LATAM

- Av. Fondo de la Legua 1380, Piso 1, Martínez, Buenos Aires.
Tel: +54 11 7506 8730
bioadvancelatam.com

BIOADVANCE Y OVERFIX son marcas registradas. Todos los derechos reservados.