



CLAVO INTRAMEDULAR DE HÚMERO RAMIC

OVERFIX[®]
— TRAUMA —

CATÁLOGO

CLAVO INTRAMEDULAR DE HÚMERO RAMIC


CLAVO INTRAMEDULAR DE HÚMERO RAMIC

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

Clavo recto con punto de inserción central: Para evitar una potencial inserción a través del sitio de la fractura y reducir el daño al tendón del supraespinoso.


Bloqueo proximal con tornillos de 4.0 mm: Diseño para izquierda y derecha que proporciona una fijación estable en la cabeza humeral. Orificio del tornillo ascendente para evitar dañar el nervio axilar y la arteria circunfleja humeral posterior.



Punta de tornillo roma: Para reducir el daño a los tejidos blandos. Cabeza de perfil bajo para minimizar la exposición del tornillo.




Bloqueo distal con tornillos de 3.5 mm: Clavo corto, diseño de enclavamiento (interlocking) para brindar mayor estabilidad.



Tapones finales: Tres tamaños disponibles como opción.

Clavo largo: Ángulo especial del tornillo para evitar el nervio radial y proporcionar una posición de bloqueo segura.



INDICACIONES

- Fracturas del húmero proximal.
- Fracturas de la diáfisis humeral.

CLAVO INTRAMEDULAR DE HÚMERO RAMIC

CODIFICACIÓN

Consultar disponibilidad según país o región

CODIFICACIÓN DE CLAVO HUMERAL

CÓDIGO IZQ	CÓDIGO DER	DIMENSIONES	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	PRODUCTO
55407016	55417016	Φ7 x 160mm	Clavo humeral Φ7 x 160mm	
55407018	55417018	Φ7 x 180mm	Clavo humeral Φ7 x 180mm	
55407020	55417020	Φ7 x 200mm	Clavo humeral Φ7 x 200mm	
55407022	55417022	Φ7 x 220mm	Clavo humeral Φ7 x 220mm	
55407024	55417024	Φ7 x 240mm	Clavo humeral Φ7 x 240mm	
55407026	55417026	Φ7 x 260mm	Clavo humeral Φ7 x 260mm	
55407028	55417028	Φ7 x 280mm	Clavo humeral Φ7 x 280mm	
55407030	55417030	Φ7 x 300mm	Clavo humeral Φ7 x 300mm	
55408016	55418016	Φ8 x 160mm	Clavo humeral Φ8 x 160mm	
55408018	55418018	Φ8 x 180mm	Clavo humeral Φ8 x 180mm	
55408020	55418020	Φ8 x 200mm	Clavo humeral Φ8 x 200mm	
55408022	55418022	Φ8 x 220mm	Clavo humeral Φ8 x 220mm	
55408024	55418024	Φ8 x 240mm	Clavo humeral Φ8 x 240mm	
55408026	55418026	Φ8 x 260mm	Clavo humeral Φ8 x 260mm	

BIOADVANCE Y OVERFIX son marcas registradas. Todos los derechos reservados.

CLAVO INTRAMEDULAR DE HÚMERO RAMIC

CODIFICACIÓN

Consultar disponibilidad según país o región

CODIFICACIÓN DE CLAVO HUMERAL Y TORNILLO DE BLOQUEO HUMERAL 3.5

CÓDIGO IZQ	CÓDIGO DER	DIMENSIONES	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	PRODUCTO
55408028	55418028	Φ8 x 280mm	Clavo humeral Φ8 x 280mm	
55408030	55418030	Φ8 x 300mm	Clavo humeral Φ8 x 300mm	
55409016	55419016	Φ9 x 160mm	Clavo humeral Φ9 x 160mm	
55409018	55419018	Φ9 x 180mm	Clavo humeral Φ9 x 180mm	
55409020	55419020	Φ9 x 200mm	Clavo humeral Φ9 x 200mm	
55409022	55419022	Φ9 x 220mm	Clavo humeral Φ9 x 220mm	
55409024	55419024	Φ9 x 240mm	Clavo humeral Φ9 x 240mm	
55409026	55419026	Φ9 x 260mm	Clavo humeral Φ9 x 260mm	
55409028	55419028	Φ9 x 280mm	Clavo humeral Φ9 x 280mm	
55409030	55419030	Φ9 x 300mm	Clavo humeral Φ9 x 300mm	

CÓDIGO	DIMENSIONES	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	PRODUCTO
55423518	Φ3.5 x 18mm	Tornillo de bloqueo humeral - Φ3.5 x 18mm	
55423520	Φ3.5 x 20mm	Tornillo de bloqueo humeral - Φ3.5 x 20mm	

BIOADVANCE Y OVERFIX son marcas registradas. Todos los derechos reservados.

CLAVO INTRAMEDULAR DE HÚMERO RAMIC

CODIFICACIÓN

Consultar disponibilidad según país o región

CODIFICACIÓN DE TORNILLO DE BLOQUEO HUMERAL 3.5

CÓDIGO	DIMENSIONES	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	PRODUCTO
55423522	Φ3.5 x 22mm	Tornillo de bloqueo humeral - Φ3.5 x 22mm	
55423524	Φ3.5 x 24mm	Tornillo de bloqueo humeral - Φ3.5 x 24mm	
55423526	Φ3.5 x 26mm	Tornillo de bloqueo humeral - Φ3.5 x 26mm	
55423528	Φ3.5 x 28mm	Tornillo de bloqueo humeral - Φ3.5 x 28mm	
55423530	Φ3.5 x 30mm	Tornillo de bloqueo humeral - Φ3.5 x 30mm	
55423532	Φ3.5 x 32mm	Tornillo de bloqueo humeral - Φ3.5 x 32mm	
55423534	Φ3.5 x 34mm	Tornillo de bloqueo humeral - Φ3.5 x 34mm	
55423536	Φ3.5 x 36mm	Tornillo de bloqueo humeral - Φ3.5 x 36mm	
55423538	Φ3.5 x 38mm	Tornillo de bloqueo humeral - Φ3.5 x 38mm	
55423540	Φ3.5 x 40mm	Tornillo de bloqueo humeral - Φ3.5 x 40mm	
55423542	Φ3.5 x 42mm	Tornillo de bloqueo humeral - Φ3.5 x 42mm	
55423544	Φ3.5 x 44mm	Tornillo de bloqueo humeral - Φ3.5 x 44mm	

BIOADVANCE Y OVERFIX son marcas registradas. Todos los derechos reservados.

CLAVO INTRAMEDULAR DE HÚMERO RAMIC

CODIFICACIÓN

Consultar disponibilidad según país o región

CODIFICACIÓN DE TORNILLO DE BLOQUEO HUMERAL 3.5 Y 4.0

CÓDIGO	DIMENSIONES	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	PRODUCTO
55423546	Φ3.5 x 46mm	Tornillo de bloqueo humeral - Φ3.5 x 46mm	
55423548	Φ3.5 x 48mm	Tornillo de bloqueo humeral - Φ3.5 x 48mm	
55423550	Φ3.5 x 50mm	Tornillo de bloqueo humeral - Φ3.5 x 50mm	
55423552	Φ3.5 x 52mm	Tornillo de bloqueo humeral - Φ3.5 x 52mm	
55423554	Φ3.5 x 54mm	Tornillo de bloqueo humeral - Φ3.5 x 54mm	
55423556	Φ3.5 x 56mm	Tornillo de bloqueo humeral - Φ3.5 x 56mm	
55423558	Φ3.5 x 58mm	Tornillo de bloqueo humeral - Φ3.5 x 58mm	
55423560	Φ3.5 x 60mm	Tornillo de bloqueo humeral - Φ3.5 x 60mm	

CÓDIGO	DIMENSIONES	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	PRODUCTO
55424018	Φ4.0 x 18mm	Tornillo de bloqueo humeral - Φ4.0 x 18mm	
55424020	Φ4.0 x 20mm	Tornillo de bloqueo humeral - Φ4.0 x 20mm	
55424022	Φ4.0 x 22mm	Tornillo de bloqueo humeral - Φ4.0 x 22mm	
55424024	Φ4.0 x 24mm	Tornillo de bloqueo humeral - Φ4.0 x 24mm	
55424026	Φ4.0 x 26mm	Tornillo de bloqueo humeral - Φ4.0 x 26mm	

BIOADVANCE Y OVERFIX son marcas registradas. Todos los derechos reservados.

CLAVO INTRAMEDULAR DE HÚMERO RAMIC

CODIFICACIÓN

Consultar disponibilidad según país o región

CODIFICACIÓN DE TORNILLO DE BLOQUEO HUMERAL 4.0

CÓDIGO	DIMENSIONES	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	PRODUCTO
55424028	Φ4.0 x 28mm	Tornillo de bloqueo humeral - Φ4.0 x 28mm	
55424030	Φ4.0 x 30mm	Tornillo de bloqueo humeral - Φ4.0 x 30mm	
55424032	Φ4.0 x 32mm	Tornillo de bloqueo humeral - Φ4.0 x 32mm	
55424034	Φ4.0 x 34mm	Tornillo de bloqueo humeral - Φ4.0 x 34mm	
55424036	Φ4.0 x 36mm	Tornillo de bloqueo humeral - Φ4.0 x 36mm	
55424038	Φ4.0 x 38mm	Tornillo de bloqueo humeral - Φ4.0 x 38mm	
55424040	Φ4.0 x 40mm	Tornillo de bloqueo humeral - Φ4.0 x 40mm	
55424042	Φ4.0 x 42mm	Tornillo de bloqueo humeral - Φ4.0 x 42mm	
55424044	Φ4.0 x 44mm	Tornillo de bloqueo humeral - Φ4.0 x 44mm	
55424046	Φ4.0 x 46mm	Tornillo de bloqueo humeral - Φ4.0 x 46mm	
55424048	Φ4.0 x 48mm	Tornillo de bloqueo humeral - Φ4.0 x 48mm	
55424050	Φ4.0 x 50mm	Tornillo de bloqueo humeral - Φ4.0 x 50mm	

BIOADVANCE Y OVERFIX son marcas registradas. Todos los derechos reservados.

CLAVO INTRAMEDULAR DE HÚMERO RAMIC

CODIFICACIÓN

Consultar disponibilidad según país o región

CODIFICACIÓN DE TORNILLO DE BLOQUEO HUMERAL 4.0 Y TAPÓN FINAL HUMERAL

CÓDIGO	DIMENSIONES	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	PRODUCTO
55424052	Φ4.0 x 52mm	Tornillo de bloqueo humeral - Φ4.0 x 52mm	
55424054	Φ4.0 x 54mm	Tornillo de bloqueo humeral - Φ4.0 x 54mm	
55424056	Φ4.0 x 56mm	Tornillo de bloqueo humeral - Φ4.0 x 56mm	
55424058	Φ4.0 x 58mm	Tornillo de bloqueo humeral - Φ4.0 x 58mm	
55424060	Φ4.0 x 60mm	Tornillo de bloqueo humeral - Φ4.0 x 60mm	

CÓDIGO	DIMENSIONES	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	PRODUCTO
55430000	Extensión 0	Tapón final humeral extensión 0	
55430002	Extensión 2	Tapón final humeral extensión 2	
55430004	Extensión 4	Tapón final humeral extensión 4	

BIOADVANCE Y OVERFIX son marcas registradas. Todos los derechos reservados.

CLAVO INTRAMEDULAR DE HÚMERO RAMIC

CODIFICACIÓN

Consultar disponibilidad según país o región

CODIFICACIÓN DE INSTRUMENTAL

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	IMAGEN
13034010	1	Punzón	
13034020	3	Alambre guía de 2.9 mm	
13034030	2	Alambre guía de 2.9 mm con tope	
13034040	1	Manga de entrada	
13034050	1	Escariador de entrada	
13034060	1	Reductor	
13034070	1	Alambre guía con punta esférica de 2.5 x 650 mm	
13034080	1	Varilla de conexión	
13034090	1	Mango ajustable	
13034100	1	Dispositivo de puntería lateral	
13034110	1	Dispositivo de puntería proximal	
13034120	2	Manga para tornillo	
13034130	2	Manga para broca	
13034140	1	Broca de 2.7 (L = 252)	
13034150	1	Broca de 2.7 (L = 110)	
13034160	1	Medidor de profundidad	
13034170	1	Destornillador 3.2	
13034180	1	Varilla extendida	

BIOADVANCE Y OVERFIX son marcas registradas. Todos los derechos reservados.

CLAVO INTRAMEDULAR DE HÚMERO RAMIC

CODIFICACIÓN

Consultar disponibilidad según país o región

CODIFICACIÓN DE INSTRUMENTAL

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	IMAGEN
13034190	1	Martillo	
13030048	1	Llave combinada	
13034210	1	Pinza de agarre para alambre guía	
13034280	1	Brazo extendido	
13034220	1	Escariador 6.5	
13034230	1	Escariador 7.0	
13034240	1	Escariador 7.5	
13034250	1	Escariador 8.0	
13034260	1	Escariador 8.5	
13034270	1	Escariador 9.0	
13034290	1	Brazo transversal distal	
13034310	2	Perno de bloqueo	
13034300	1	Dispositivo de puntería distal	
13034991	1	Caja externa	
13034992	1	Caja de tornillos	
13034321	1	Escariador flexible 6.5	
13034322	1	Escariador flexible 7.0	
13034323	1	Escariador flexible 7.5	

BIOADVANCE Y OVERFIX son marcas registradas. Todos los derechos reservados.

CLAVO INTRAMEDULAR DE HÚMERO RAMIC

CODIFICACIÓN

CODIFICACIÓN DE INSTRUMENTAL


Consultar disponibilidad según país o región

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	IMAGEN
13034324	option	Escariador flexible 8.0	
13034325	1	Escariador flexible 8.5	
13034326	1	Escariador flexible 9.0	
13034390	option	Regla para longitud de clavo	

CAJAS DE IMPLANTES



BIOADVANCE Y OVERFIX son marcas registradas. Todos los derechos reservados.



bioadvance DISPOSITIVOS MÉDICOS
LATAM

- Av. Fondo de la Legua 1380, Piso 1, Martinez, Buenos Aires.

Tel: +54 11 7506 8730

bioadvancelatam.com