



ACE ®

COPA DOBLE MOVILIDAD

CATÁLOGO | SISTEMA DE COPA ACETABULAR DOBLE MOVILIDAD ACE ®

ACE ® | COPA DOBLE MOVILIDAD

SISTEMA DE COPA ACETABULAR DOBLE MOVILIDAD ACE ®

CARACTERÍSTICAS

El Sistema ACE ® puede usarse en varias combinaciones, con todas las opciones de copas y superficies, incluida la movilidad dual. Para garantizar la seguridad del paciente y la confianza del cirujano, su diseño está basado en tecnología clínicamente probada.




5 en 1: cinco opciones de insertos que encajan en una misma copa acetabular:

- Permite la elección transquirúrgica, de las diferentes opciones de insertos.
- Más alternativas para patologías complejas y opciones de revisión si es necesario.
- Relaciones de diámetro de cabeza-inserto maximizadas.
- Las copas ACE de perfil bajo, ofrecen un inserto cerámico de 32mm en una copa de 46mm, 36mm en una copa de 50mm y 40mm en una copa de 54mm

Centro de rotación consistente en todas las opciones de insertos y medidas de cabezas:

- Permite cambiar los insertos sin tener en cuenta el offset.
- Hace posible la corrección del inserto a una medida diferente sin la necesidad de volver a cortar o reposicionar los componentes acetabulares o femorales.



ACE ® | COPA DOBLE MOVILIDAD

SISTEMA DE COPA ACETABULAR DOBLE MOVILIDAD ACE ®

DOBLE MOVILIDAD



11 tamaños de tornillos para hueso esponjoso (12 mm a 60 mm) diseñados para permitir una fijación ósea óptima.



Tapones de cierre para los orificios no utilizados, diseñados para evitar la migración de polietileno

Todos los insertos se pueden probar en el cotilo de prueba o en el implante definitivo.




Todos los insertos se pueden probar en el cotilo de prueba o en el implante definitivo.



Patente de CLP75 (HXLPE)
Se ha demostrado que reduce el desgaste a una octava parte del UHMWPE estándar



Marcas antirrotación



Mecanismo de bloqueo seguro para insertos de revestimiento de polietileno


















Permite una angulación de 15° del tornillo en cualquier dirección

ACE ® | COPA DOBLE MOVILIDAD

SISTEMA DE COPA ACETABULAR DOBLE MOVILIDAD ACE ®

COMBINACIONES

COPA ACE H-A.C		CERÁMICA DELTA	INSERTO DE ENLACES CRUZADOS	INSERTO DE ENLACES CRUZADOS CEJA 10°	INSERTO DE ENLACES CRUZADOS CEJA 20°	COPA DOBLE MOVILIDAD	INSERTO DE ENLACES CRUZADOS DOBLE MOVILIDAD
 001-44-00 001-46-00	44/46	 000-44-28	 002-44-28	 003-44-28			
 001-46-01 001-48-00 001-50-00	46T/48/50	 000-46-32 000-46-28	 002-46-32 002-46-28	 003-46-32 003-46-28	 005-46-32 005-46-28	 006-46-36	 007-36-22
 001-50-01 001-52-00 001-54-00	50T/52/54	 000-50-36 000-50-32	 002-50-36 002-50-32 002-50-28	 003-50-36 003-50-32 003-50-28	 005-50-36 005-50-32 005-50-28	 006-50-40	 007-40-22
 001-54-01 001-56-00 001-58-00	54T/56/58	 000-54-40 000-54-36 000-54-32	 002-54-36 002-54-32 002-54-28	 003-54-36 003-54-32 003-54-28	 005-54-36 005-54-32 005-54-28	 006-54-44	 007-44-22 007-44-28
 001-60-00 001-62-00 001-64-00	60/62/64	 000-60-40 000-60-36 000-60-32	 002-60-36 002-60-32 002-60-28	 003-60-36 003-60-32 003-60-28	 005-60-36 005-60-32 005-60-28	 006-60-48	 007-48-22 007-48-28
INSERTOS DE PRUEBA Azul: Inserto simétrico y de cerámica Verde: Inserto de 10° Naranja: Inserto de 20° Gris: Inserto Doble Movilidad							

XX-XX-XX = Código del Producto

XX-XX-XX = Diámetro exterior

XX-XX-XX = Tamaño del inserto

XX-XX-01 = Óptimo para cabezas grandes
No utilizar tapones de cierre ACE



ACE
Tornillo de perfil bajo uso de cabezas más grandes
009-00- 12, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60

bioadvance[®]

DISPOSITIVOS MÉDICOS

LATAM

Jri
Orthopaedics



bioadvancelatam.com