



— SPORTS MEDICINE — *by Delta*



FASTABLE™ T-WING SUTURE ANCHOR

ANCLA DE FIJACIÓN T-WING CON O SIN AGUJA

FASTABLE™ T-WING SUTURE ANCHOR

ANCLA DE FIJACIÓN | CON O SIN AGUJA

Ideal para la Reparación de Lesiones en Articulaciones Pequeñas. Presenta una estructura compacta que requiere un orificio pre-perforado más pequeño, proporcionando una resistencia confiable para reparaciones efectivas.

Cumple con las necesidades de fijación clínica para reparaciones de articulaciones pequeñas. Adecuado para diversas indicaciones, incluyendo la mano, muñeca, codo, tobillo y pie.



FACILIDAD DE USO

Presenta una implantación tipo tap-in. Disponible en diseños con y sin aguja. Ahorra tiempo quirúrgico de manera efectiva.

SUTURA ULTRA FUERTE



Pre-cargada con fibra UHMWPE UHS™ para una resistencia superior. Diseñada para medicina deportiva con excelentes características mecánicas.

ANCLAJE ULTRA DELGADO

Disponible en diseños de doble ala o de cuatro alas, este anclaje tiene una especificación mínima de 1.3 mm. Está diseñado para orificios pre-perforados extremadamente delgados, asegurando un efecto de fijación confiable.

DIVERSOS DIÁMETROS DE ANCLAJE

Amplia gama de diámetros de anclaje: de 1.3 mm a 2.8 mm. Tamaños de sutura pre-cargados: #3-0 a #2. Disponible en suturas simples o dobles, con o sin aguja.



FASTABLE™ TITANIUM SUTURE ANCHOR

CODIFICACIÓN

CODIFICACIÓN DE ANCLA FASTABLE

CÓDIGO	APLICACIÓN	DIMENSIONES	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	PRODUCTO
Familia Fastable T-Wing Con aguja				
91-7905-001-01	-	1.3 x 3.5 mm	Fastable™ T-wing Suture Anchor W/Needle	 No. de Registro Sanitario 2479-21
91-7905-001-03	-	1.8 x 5.5 mm	Fastable™ T-wing Suture Anchor W/Needle	
91-7905-001-05	-	2.4 x 9.5 mm	Fastable™ T-wing Suture Anchor W/Needle	
91-7905-001-09	-	2.8 x 11 mm	Fastable™ T-wing Suture Anchor W/Needle	
Familia Fastable T-Wing Sin aguja				
91-7905-001-02	-	1.3 x 3.5 mm	Fastable™ T-wing Suture Anchor W/Needle	 No. de Registro Sanitario 2479-21
91-7905-001-04	-	1.8 x 5.5 mm	Fastable™ T-wing Suture Anchor W/Needle	
91-7905-001-06	-	2.4 x 9.5 mm	Fastable™ T-wing Suture Anchor W/Needle	
91-7905-001-10	-	2.8 x 11 mm	Fastable™ T-wing Suture Anchor W/Needle	

BIOADVANCE Y OVERFIX son marcas registradas. Todos los derechos reservados.

bioadvance[®]

DISPOSITIVOS MÉDICOS

LATAM

OVERFIX[®]

— SPORTS MEDICINE — by Delta



bioadvancelatam.com