



OVERFIX[®]
— SPORTS MEDICINE — *by Delta*

V-LOCK[®] ALL SUTURE ANCHOR


DISPOSITIVO DE FIJACIÓN DE TEJIDO BLANDO A HUESO | ALL SUTURE ANCHOR OVERFIX

V-LOCK® KNOTLESS ANCHOR

Ancla Solo Sutura | Con Sutura Ultra Resistente

El anclaje todo-sutura V-Lock™ es adecuado para la fijación de tendones y huesos en las articulaciones del hombro, rodilla, cadera y tobillo.

El cuerpo del anclaje todo-sutura presenta una excelente resistencia a la tracción y biocompatibilidad, además de ser propicio para cirugías de revisión.



RECUPERACIÓN

El cuerpo suave del ancla previene revisiones postoperatorias además de tener una excelente fuerza de fijación.

FIJACIÓN

El diseño de bajo perfil permite más fijación entre tendón y hueso. La broca de 1.3 mm minimiza la pérdida ósea.

DIMENSIÓN

El tamaño del implante extremadamente pequeño permite el uso de múltiples anclas en la zona.

INSERCIÓN

El diseño flexible del insertador se complementa con la guía de broca flexible para obtener un mejor ángulo de inserción.



V-LOCK® ALL SUTURE ANCHOR

CODIFICACIÓN

CODIFICACIÓN DE ANCLA SOLO SUTURA

CÓDIGO	APLICACIÓN	DIMENSIONES	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	PRODUCTO
91-7906-131-55	Hombro Codo Tobillo	1.3 x 15mm	Ancla solo Sutura, 1.3 x 15mm, con Sutura Ultra Resistente #2, 1200mm, Blanca-Azul	
91-7906-181-52	Hombro Codo Tobillo	1.8 x 15mm	Ancla solo Sutura, 1.8 x 15mm, con 2 Suturas Ultra Resistentes #2, 1200mm Blanca y Blanca-Azul	
91-7906-181-53	Hombro Codo Tobillo	1.8 x 15mm	Ancla solo Sutura, 1.8 x 15mm, con 2 Suturas Ultra Resistentes #2, 1000mm, Blanca y Blanca-Azul, con Aguja 11x17mm	
91-7906-251-54	Hombro Codo Tobillo	2.5 x 15 mm	Ancla solo Sutura, 2.5 x 15 mm, con 2 Suturas Ultra Resistentes #2, 1100 mm, Blanca y Blanca-Azul	
91-7906-251-56	Hombro Codo Tobillo	2.5 x 15 mm	Ancla solo Sutura, 2.5 x 15 mm, con 2 Suturas Ultra Resistentes #2, 1000 mm, Blanca y Blanca-Azul, con Aguja 11x17mm	
91-7906-301-54	Hombro	3.0 x 15 mm	Ancla solo Sutura, 3.0 x 15 mm, con 2 Suturas Ultra Resistentes #2, 1100 mm, Blanca y Blanca-Azul	
91-7906-301-56	Hombro	3.0 x 15 mm	Ancla solo Sutura, 3.0 x 15 mm, con 2 Suturas Ultra Resistentes #2, 1000mm, Blanca y Blanca-Azul, con Aguja 11x17mm	

ANCLA SOLO SUTURA
No. de Registro Sanitario
2479-22

BIOADVANCE Y OVERFIX son marcas registradas. Todos los derechos reservados.

DISPOSITIVOS MÉDICOS

bioadvance[®]

LATAM

OVERFIX[®]
— SPORTS MEDICINE — by *Delta*



bioadvancelatam.com