OVERFIX

BONE CEMENT



CEMENTO QUIRÚRGICO OVERFIX

CATÁLOGO COMERCIAL
Cemento Quirúrgico

bioadvance DISPOSITIVOS MÉDICOS LATAM

CEMENTO QUIRÚRGICO OVERFIX PERFIX PLUS

Introducción

El CEMENTO QUIRÚRGICO OVERFIX está destinado a pacientes adultos para los que está indicada la cirugía de artroplastia cementada. Estos cementos óseos permiten una fijación eficaz de los implantes protésicos que da lugar al alivio del dolor y a la mejora de la calidad de vida de los pacientes.
Están compuestos por dos componentes estériles, el polímero en polvo y el monómero líquido. El líquido de la ampolla se esteriliza por filtración y el blíster de la ampolla por óxido de etileno. El polvo de la bolsa doble y se esteriliza por radiación gamma a 25 kGy.

INDICACIONES DE USO

El CEMENTO QUIRÚRGICO OVERFIX está indicado para la fijación de componentes protésicos en la cavidad medular ósea en procedimientos de artroplastia.

Presentaciones

CEMENTO QUIRÚRGICO OVERFIX PERFIX PLUS

CÓDIGO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN	PRODUCTO
870013	PERFIX PLUS 1	Cemento Quirúrgico Alta Viscosidad	
870011	PERFIX PLUS 3	Cemento Quirúrgico Baja Viscosidad	

Importado y Distribuido en Chile por:

bioadvance LATAM

- Av. del Parque 4161, piso 1, Oficina 201 y 202
Huechuraba, Región Metropolitana, Chile
Tel: +56 2 6465 9897
bioadvancelatam.com

OVERFIX

BONE CEMENT



CEMENTO QUIRÚRGICO CON GENTAMICINA OVERFIX

CATÁLOGO COMERCIAL

Cemento Quirúrgico con Gentamicina

bioadvance DISPOSITIVOS MÉDICOS LATAM

CEMENTO QUIRÚRGICO CON GENTAMICINA OVERFIX PERFIX PLUS

Introducción

El CEMENTO QUIRÚRGICO CON GENTAMICINA OVERFIX está destinado a pacientes adultos para los que está indicada la cirugía de artroplastia cementada.
Los cementos óseos permiten una fijación eficiente de los implantes protésicos, junto con una actividad antibiótica eficaz que da lugar al alivio del dolor y a la mejora de la calidad de vida de los pacientes.
Están compuestos por dos componentes estériles, el polímero en polvo y el monómero líquido. El líquido de la ampolla se esteriliza por filtración y el blíster de la ampolla por óxido de etileno. El polvo de la bolsa doble se esteriliza por radiación gamma a 25 kGy

INDICACIONES DE USO

El CEMENTO QUIRÚRGICO CON GENTAMICINA OVERFIX está indicado para la fijación de componentes protésicos en la cavidad medular ósea en procedimientos de artroplastia.

Presentaciones

CEMENTO QUIRÚRGICO CON GENTAMICINA OVERFIX PERFIX PLUS

CÓDIGO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN	PRODUCTO
870014	PERFIX PLUS 1G	Cemento Quirúrgico con Gentamicina Alta Viscosidad	
870012	PERFIX PLUS 3G	Cemento Quirúrgico con Gentamicina Baja Viscosidad	

Importado y Distribuido en Chile por:

bioadvance LATAM

- Av. del Parque 4161, piso 1, Oficina 201 y 202
Huechuraba, Región Metropolitana, Chile
Tel: +56 2 6465 9897
bioadvancelatam.com