
DISPOSITIVOS MÉDICOS

bioadvance®

LATAM



OVERFIX CIFOPLASTÍA PKP

CATÁLOGO

SISTEMA DE CIFOPLASTÍA OVERFIX

SISTEMA DE CIFOPLASTÍA OVERFIX

CATÁLOGO

INDICACIONES DE USO:

El Sistema de Cifoplastia OVERFIX® está indicado para formar los canales en cirugía mínimamente invasiva, solidificar el cuerpo vertebral con cemento óseo y reanudar la altura vertebral en pacientes con fracturas de compresión vertebral (VCF) causadas por osteoporosis primaria, osteoporosis secundaria, mieloma múltiple, metástasis ósea y/o trauma.

DESCRIPCIÓN:

El Sistema de Cifoplastia OVERFIX® se utiliza en conjunto con instrumentos para tratar la fractura por compresión vertebral (VCF). Todos los instrumentos del sistema se utilizan de acuerdo con los procedimientos quirúrgicos específicos y son exclusivos del Sistema de Cifoplastia OVERFIX®. El sistema consta de los siguientes componentes: balón, contenedor de cemento óseo, trocar, alambre de guía, pin de guía, expansor, broca, trocar expansor, biopsia, distractor, bomba, sistema de llenado de cemento óseo, varilla de empuje e inyección de cemento óseo (cemento óseo no incluido en este registro sanitario).

Los instrumentos del Sistema de Cifoplastia OVERFIX® están compuestos de una parte metálica fabricada de acero inoxidable y el mango fabricado de ABS, mientras que el balón es fabricado de poliuretano.

El Sistema de Cifoplastia OVERFIX® se empaca en un blíster preformado (PE) con tapa Tyvek, esterilizado por ETO. Dentro del blíster se encuentran todos los componentes del Sistema de Cifoplastia OVERFIX®, se suministran en un mismo empaque que contiene a las presentaciones de dicho sistema.

(Ningún componente se vende por separado).

PRESENTACIONES:

Contenido: Un kit estéril.

BIOADVANCE y MEDIOX son marcas registradas. Todos los derechos reservados.

SISTEMA DE CIFOPLASTÍA OVERFIX
CATÁLOGO

CODIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CIFOPLASTÍA

CODIFICACIÓN DEL BALÓN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMAGEN
S71711012	Sistema de Cifoplastia – Balón 10×120mm	
S71711014	Sistema de Cifoplastia – Balón 10×140mm	
S71711512	Sistema de Cifoplastia – Balón 15×120mm	
S71711514	Sistema de Cifoplastia – Balón 15×140mm	
S71712012	Sistema de Cifoplastia – Balón 20×120mm	
S71712014	Sistema de Cifoplastia – Balón 20×140mm	

CODIFICACIÓN DEL CONTENEDOR DE CEMENTO ÓSEO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMAGEN
S71722012	Sistema de Cifoplastia – Contenedor de Cemento Óseo 20×120mm	
S71722014	Sistema de Cifoplastia – Contenedor de Cemento Óseo 20×140mm	
S71722512	Sistema de Cifoplastia – Contenedor de Cemento Óseo 25×120mm	
S71722514	Sistema de Cifoplastia – Contenedor de Cemento Óseo 25×140mm	
S71723012	Sistema de Cifoplastia – Contenedor de Cemento Óseo 30×120mm	
S71723014	Sistema de Cifoplastia – Contenedor de Cemento Óseo 30×140mm	

BIOADVANCE y MEDIOX son marcas registradas. Todos los derechos reservados.

SISTEMA DE CIFOPLASTÍA OVERFIX

CATÁLOGO

CODIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CIFOPLASTÍA

CODIFICACIÓN DEL TROCAR

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMAGEN
S71750101	Sistema de Cifoplastia – Trocar ×2.4×120mm	
S71750102	Sistema de Cifoplastia – Trocar ×2.4×140mm	
S71750103	Sistema de Cifoplastia – Trocar ×3.0×120mm	
S71750104	Sistema de Cifoplastia – Trocar ×3.0×140mm	
S71750105	Sistema de Cifoplastia – Trocar ×3.4×120mm	
S71750106	Sistema de Cifoplastia – Trocar ×3.4×140mm	
S71750107	Sistema de Cifoplastia – Trocar ×4.2×120mm	
S71750108	Sistema de Cifoplastia – Trocar ×4.2×140mm	
S71750109	Sistema de Cifoplastia – Trocar ×4.5×120mm	
S71750110	Sistema de Cifoplastia – Trocar ×4.5×140mm	
S71750201	Sistema de Cifoplastia – Trocar ×2.4×120mm	
S71750202	Sistema de Cifoplastia – Trocar ×2.4×140mm	
S71750203	Sistema de Cifoplastia – Trocar ×3.0×120mm	
S71750204	Sistema de Cifoplastia – Trocar ×3.0×140mm	
S71750205	Sistema de Cifoplastia – Trocar ×3.4×120mm	
S71750206	Sistema de Cifoplastia – Trocar ×3.4×140mm	
S71750207	Sistema de Cifoplastia – Trocar ×4.2×120mm	
S71750208	Sistema de Cifoplastia – Trocar ×4.2×140mm	

BIOADVANCE y MEDIOX son marcas registradas. Todos los derechos reservados.

SISTEMA DE CIFOPLASTÍA OVERFIX
CATÁLOGO

CODIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CIFOPLASTÍA

CODIFICACIÓN DE TROCAR

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMAGEN
S71750209	Sistema de Cifoplastia – Trocar ×4.5×120mm	
S71750210	Sistema de Cifoplastia – Trocar ×4.5×140mm	

CODIFICACIÓN DEL ALAMBRE DE GUÍA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMAGEN
S71750300	Sistema de Cifoplastia – Alambre de Guía	

CODIFICACIÓN DEL PIN DE GUÍA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMAGEN
S71750400	Sistema de Cifoplastia – Pin de Guía	

CODIFICACIÓN DEL EXPANSOR

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMAGEN
S71750501	Sistema de Cifoplastia – Expansor ×3.8×120mm	
S71750502	Sistema de Cifoplastia – Expansor ×3.8×140mm	
S71750503	Sistema de Cifoplastia – Expansor ×4.2×120mm	
S71750504	Sistema de Cifoplastia – Expansor ×4.2×140mm	
S71750505	Sistema de Cifoplastia – Expansor ×4.5×120mm	
S71750506	Sistema de Cifoplastia – Expansor ×4.5×140mm	

BIOADVANCE y MEDIOX son marcas registradas. Todos los derechos reservados.

SISTEMA DE CIFOPLASTÍA OVERFIX
CATÁLOGO

CODIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CIFOPLASTÍA

CODIFICACIÓN DE BROCAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMAGEN
S71750601	Sistema de Cifoplastia – Broca ×2.6×120mm	
S71750602	Sistema de Cifoplastia – Broca ×2.6×140mm	
S71750603	Sistema de Cifoplastia – Broca ×3.1×120mm	
S71750604	Sistema de Cifoplastia – Broca ×3.1×140mm	
S71750605	Sistema de Cifoplastia – Broca ×3.5×120mm	
S71750606	Sistema de Cifoplastia – Broca ×3.5×140mm	
S71750607	Sistema de Cifoplastia – Broca ×3.8×120mm	
S71750608	Sistema de Cifoplastia – Broca ×3.8×140mm	

CODIFICACIÓN DE TROCAR EXPANSOR

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMAGEN
S71750701	Sistema de Cifoplastia – Trocar Expansor ×3.3×120mm	
S71750702	Sistema de Cifoplastia – Trocar Expansor ×3.3×140mm	
S71750703	Sistema de Cifoplastia – Trocar Expansor ×3.8×120mm	
S71750704	Sistema de Cifoplastia – Trocar Expansor ×3.8×140mm	
S71750705	Sistema de Cifoplastia – Trocar Expansor ×4.2×120mm	
S71750706	Sistema de Cifoplastia – Trocar Expansor ×4.2×140mm	
S71750707	Sistema de Cifoplastia – Trocar Expansor ×4.5×120mm	
S71750708	Sistema de Cifoplastia – Trocar Expansor ×4.5×140mm	

BIOADVANCE y MEDIOX son marcas registradas. Todos los derechos reservados.

SISTEMA DE CIFOPLASTÍA OVERFIX
CATÁLOGO

CODIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CIFOPLASTÍA

CODIFICACIÓN DE TROCAR EXPANSOR

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMAGEN
S71750801	Sistema de Cifoplastia – Trocar Expansor ×3.3×120mm	
S71750802	Sistema de Cifoplastia – Trocar Expansor ×3.3×140mm	
S71750803	Sistema de Cifoplastia – Trocar Expansor ×3.8×120mm	
S71750804	Sistema de Cifoplastia – Trocar Expansor ×3.8×140mm	
S71750805	Sistema de Cifoplastia – Trocar Expansor ×4.2×120mm	
S71750806	Sistema de Cifoplastia – Trocar Expansor ×4.2×140mm	
S71750807	Sistema de Cifoplastia – Trocar Expansor ×4.5×120mm	
S71750808	Sistema de Cifoplastia – Trocar Expansor ×4.5×140mm	

CODIFICACIÓN DE BIOPSIA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMAGEN
S71750901	Sistema de Cifoplastia – Biopsia ×2.6×120mm	
S71750902	Sistema de Cifoplastia – Biopsia ×2.6×140mm	
S71750903	Sistema de Cifoplastia – Biopsia ×3.1×120mm	
S71750904	Sistema de Cifoplastia – Biopsia ×3.1×140mm	
S71750905	Sistema de Cifoplastia – Biopsia ×3.4×120mm	
S71750906	Sistema de Cifoplastia – Biopsia ×3.4×140mm	
S71750907	Sistema de Cifoplastia – Biopsia ×3.7×120mm	

BIOADVANCE y MEDIOX son marcas registradas. Todos los derechos reservados.

SISTEMA DE CIFOPLASTÍA OVERFIX
CATÁLOGO

CODIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CIFOPLASTÍA

CODIFICACIÓN DE BIOPSIA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMAGEN
S71750908	Sistema de Cifoplastia – Biopsia ×3.7×140mm	
S71751000	Sistema de Cifoplastia – Biopsia ×2.4×254mm	

CODIFICACIÓN DE DISTRACTOR

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMAGEN
S71751100	Sistema de Cifoplastia – Distractor	

CODIFICACIÓN DE BOMBA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMAGEN
S71751300	Sistema de Cifoplastia – Bomba	

CODIFICACIÓN DEL SISTEMA DE LLENADO DE CEMENTO ÓSEO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMAGEN
S71751401	Sistema de Cifoplastia – Sistema de llenado de Cemento Óseo ×2.6×120mm	
S71751402	Sistema de Cifoplastia – Sistema de llenado de Cemento Óseo ×2.6×140mm	
S71751403	Sistema de Cifoplastia – Sistema de llenado de Cemento Óseo ×3.1×120mm	
S71751404	Sistema de Cifoplastia – Sistema de llenado de Cemento Óseo ×3.1×140mm	
S71751405	Sistema de Cifoplastia – Sistema de llenado de Cemento Óseo ×3.4×120mm	
S71751406	Sistema de Cifoplastia – Sistema de llenado de Cemento Óseo ×3.4×140mm	
S71751407	Sistema de Cifoplastia – Sistema de llenado de Cemento Óseo ×3.7×120mm	

BIOADVANCE y MEDIOX son marcas registradas. Todos los derechos reservados.

SISTEMA DE CIFOPLASTÍA OVERFIX
CATÁLOGO

CODIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CIFOPLASTÍA

CODIFICACIÓN DEL SISTEMA DE LLENADO DE CEMENTO ÓSEO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMAGEN
S71751408	Sistema de Cifoplastia – Sistema de llenado de Cemento Óseo ×3.7×140mm	
S71751501	Sistema de Cifoplastia – Sistema de llenado de Cemento Óseo ×2.6×120mm	
S71751502	Sistema de Cifoplastia – Sistema de llenado de Cemento Óseo ×2.6×140mm	
S71751503	Sistema de Cifoplastia – Sistema de llenado de Cemento Óseo ×3.1×120mm	
S71751504	Sistema de Cifoplastia – Sistema de llenado de Cemento Óseo ×3.1×140mm	
S71751505	Sistema de Cifoplastia – Sistema de llenado de Cemento Óseo ×3.4×120mm	
S71751506	Sistema de Cifoplastia – Sistema de llenado de Cemento Óseo ×3.4×140mm	
S71751507	Sistema de Cifoplastia – Sistema de llenado de Cemento Óseo ×3.7×120mm	
S71751508	Sistema de Cifoplastia – Sistema de llenado de Cemento Óseo ×3.7×140mm	
S71751601	Sistema de Cifoplastia – Sistema de llenado de Cemento Óseo ×2.6×120mm	
S71751602	Sistema de Cifoplastia – Sistema de llenado de Cemento Óseo ×2.6×140mm	
S71751603	Sistema de Cifoplastia – Sistema de llenado de Cemento Óseo ×3.1×120mm	
S71751604	Sistema de Cifoplastia – Sistema de llenado de Cemento Óseo ×3.1×140mm	
S71751605	Sistema de Cifoplastia – Sistema de llenado de Cemento Óseo ×3.4×120mm	
S71751606	Sistema de Cifoplastia – Sistema de llenado de Cemento Óseo ×3.4×140mm	
S71751607	Sistema de Cifoplastia – Sistema de llenado de Cemento Óseo ×3.7×120mm	
S71751608	Sistema de Cifoplastia – Sistema de llenado de Cemento Óseo ×3.7×140mm	

BIOADVANCE y MEDIOX son marcas registradas. Todos los derechos reservados.

SISTEMA DE CIFOPLASTÍA OVERFIX
CATÁLOGO

CODIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CIFOPLASTÍA

CODIFICACIÓN DE VARILLA DE EMPUJE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMAGEN
S71751901	Sistema de Cifoplastia – Varilla de Empuje 120mm	
S71751902	Sistema de Cifoplastia – Varilla de Empuje 140mm	

CODIFICACIÓN DE INYECCIÓN DE CEMENTO ÓSEO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMAGEN
S71752503	Sistema de Cifoplastia – Inyección de Cemento Óseo 3mL	
S71752505	Sistema de Cifoplastia – Inyección de Cemento Óseo 5mL	
S71752510	Sistema de Cifoplastia – Inyección de Cemento Óseo 10mL	
S71752530	Sistema de Cifoplastia – Inyección de Cemento Óseo 30mL	
S71752600	Sistema de Cifoplastia – Inyección de Cemento Óseo	

Importado y Distribuido en México por:

BIOADVANCE DISPOSITIVOS E INNOVACIONES MÉDICAS, S.A. DE C.V.

- Calle Amores No. 1322, Edificio C Planta Baja, Colonia del Valle Sur, Benito Juárez, C.P. 03104, Ciudad de México, México.
- Av. Américas No. 1930 Piso 7, Interior 7E, 7F, 7G, Colonia Country Club, Guadalajara, Jalisco, C.P. 44610, México.

VISTA MEDICAL DEVICES, S. DE R.L. DE C.V.

- Calle Amores No. 1322, Edificio C, Colonia del Valle Sur, Benito Juárez, C.P. 03104, Ciudad de México, México.
- Tel: +52 55 5925 5323
- www.bioadvance.com.mx

BIOADVANCE y MEDIOX son marcas registradas. Todos los derechos reservados.