bioadvance®

DISPOSITIVOS MÉDICOS

VAIOS®

SISTEMA TOTAL DE HOMBRO



jri Orthopaedics

MADE IN SHEFFIELD ENGLAND

beea british engineering excellence awards

ODEP 5A* AWARDED

CE

JRI Orthopaedics

MADE IN SHEFFIELD ENGLAND

CE

JRI Orthopaedics desde hace más de 50 años produce soluciones óptimas para la reconstrucción, reparación y regeneración de articulaciones, mediante análisis, estudios e investigaciones con especialistas de la industria y la medicina.
En la sede central de Sheffield, en el norte de Inglaterra, un equipo formado por ingenieros, expertos clínicos y especialistas de producto, trabajan enfocados en tecnología de implantes, ortobiológicos y cirugía digital para mejorar la práctica clínica y la calidad de vida de los pacientes.

VAIOS®

SISTEMA TOTAL DE HOMBRO



SISTEMA
ACE®
COPA DOBLE MOVILIDAD



FURLONG
EVOLUTION®
VÁSTAGO FEMORAL CORTO



ODEP 7A* AWARDED

VAIOS®
Sistema Total de Hombro

Consultar disponibilidad según país o región

CARACTERÍSTICAS

El Sistema Total de Hombro VAIOS® está diseñado para ofrecer máxima versatilidad, permitiendo al cirujano la adaptación intraoperatoria según las necesidades clínicas del paciente, a la vez que se minimizan los componentes e instrumentales necesarios.

- El componente humeral modular reduce el inventario de prótesis y permite opciones de vástago distal cementado o no cementado.
- El cuello humeral incluye orificios para cableado por cerclaje, facilitando el tratamiento de las fracturas del húmero proximal.
- El diseño exclusivo del Sistema VAIOS® permite cambiar fácilmente de una artroplastia de hombro anatómica a una inversa sin necesidad de reemplazar los componentes, permitiendo reducir el tiempo operatorio y preservar el stock óseo.
- Los componentes humerales y glenoideos comunes, combinados con la modularidad del sistema VAIOS®, ofrecen al cirujano una flexibilidad intraoperatoria completa para realizar artroplastias de hombro anatómicas, inversas, de trauma y revisión con solo tres bandejas de instrumentales.
- Resección común para procedimientos anatómicos e inversos, reduciendo el instrumental requerido.



REVISIÓN



HEMI-ARTROPLASTIA




ARTROPLASTIA ANATOMICA




ARTROPLASTIA INVERSA

INSTRUMENTAL


- Charolas individuales para artroplastia anatómica e inversa, hemiartroplastia y revisión.
- Mínimos componentes: complejidad reducida sin comprometer la elección clínica.



HUMERAL I



HUMERAL II




GLENOIDE

VAIOS®
Sistema Total de Hombro

ARTROPLASTIA
ANATÓMICA





1. CABEZA ANATÓMICA

Aleación de CoCrMo pulido

2. INSERTO ANATÓMICO

2 tamaños con diferencias radiales de 4mm para cada tamaño de cabeza

4. GLENOIDE CON BASE METÁLICA

H-A.C. Supravit®
sectorizado
Titanio revestido

3. GLENOIDE CEMENTADO

2 tamaños con diferencias radiales de 4mm para cada tamaño de cabeza


5. TORNILLOS CORTICALES

Tornillos de bloqueo superior/inferior ajustables ±15º

6. VÁSTAGO HUMERAL CEMENTADO

CoCr Ø 6, 8, 10 y 12mm
Vástago de revisión 220mm de largo en Ø 8 y 10mm

ARTROPLASTIA
INVERSA





7. TAPÓN DE ROSCA GLENOIDEO

Mango de introducción integral

8. CUELLO HUMERAL

H-A.C. sectorizado
Titanio revestido
Cuello vástago 140° ángulo fijo

9. VÁSTAGO HUMERAL H-A.C.

H-A.C. Supravit®
Titanio revestido
Ø 8, 10 y 12, 14 y 16mm

10. DOMO GLENOIDEO INVERSO

CoCr pulido

11. INSERTO HUMERAL INVERSO

Polietileno de Ultra Alto Peso Molecular (UHMWPE)

12. BASE METÁLICA INVERSA TORNILLO DE FIJACIÓN

Titanio

VAIOS®
Sistema Total de Hombro

Orthopaedics

HEMI-ARTROPLASTIA

CABEZA ANATÓMICA
801-42-03	42mm	Offset 3mm
801-42-06	42mm	Offset 6mm
801-46-03	46mm	Offset 3mm
801-46-06	46mm	Offset 6mm
801-50-03	50mm	Offset 3mm
801-50-06	50mm	Offset 6mm
801-54-03	54mm	Offset 3mm
801-54-06	54mm	Offset 6mm

CUELLO HUMERAL
801-02-00

VÁSTAGO CEMENTADO
802-01-06	Standard 75mm	Ø 6mm
802-01-08	Standard 75mm	Ø 8mm
802-01-10	Standard 75mm	Ø 10mm
802-01-12	Standard 75mm	Ø 12mm
802-22-08	Long 220mm	Ø 8mm
802-22-10	Long 220mm	Ø 10mm

VÁSTAGO NO CEMENTADO
801-01-08	Standard 75mm	Ø 8mm
801-01-10	Standard 75mm	Ø 10mm
801-01-12	Standard 75mm	Ø 12mm
801-01-14	Standard 75mm	Ø 14mm
801-01-16	Standard 75mm	Ø 16mm

BEST NEW PRODUCT AWARD 2010
beea
british engineering excellence awards

ODEP
Orthopaedic Data Evaluation Panel

ODEP 5A* AWARDED

VIDEO TÉCNICA QUIRÚRGICA

ANATÓMICA

CABEZA ANATÓMICA
801-42-03	42mm	Offset 3mm
801-42-06	42mm	Offset 6mm
801-46-03	46mm	Offset 3mm
801-46-06	46mm	Offset 6mm
801-50-03	50mm	Offset 3mm
801-50-06	50mm	Offset 6mm
801-54-03	54mm	Offset 3mm
801-54-06	54mm	Offset 6mm

CUELLO HUMERAL
801-02-00

VÁSTAGO CEMENTADO
802-01-06	Standard 75mm	Ø 6mm
802-01-08	Standard 75mm	Ø 8mm
802-01-10	Standard 75mm	Ø 10mm
802-01-12	Standard 75mm	Ø 12mm
802-22-08	Long 220mm	Ø 8mm
802-22-10	Long 220mm	Ø 10mm

VÁSTAGO NO CEMENTADO
801-01-08	Standard 75mm	Ø 8mm
801-01-10	Standard 75mm	Ø 10mm
801-01-12	Standard 75mm	Ø 12mm
801-01-14	Standard 75mm	Ø 14mm
801-01-16	Standard 75mm	Ø 16mm

GLENOIDE BASE METÁLICA
Chico	Grande
801-09-10	**801-09-11**

TORNILLOS CORTICALES
801-08-20	Ø 4.5mm Longitud 20mm
801-08-25	Ø 4.5mm Longitud 25mm
801-08-30	Ø 4.5mm Longitud 30mm
801-08-35	Ø 4.5mm Longitud 35mm
801-08-40	Ø 4.5mm Longitud 40mm

TAPÓN DE ROSCA GLENOIDEO
801-08-01

GLENOIDE CEMENTADO
Chico	Grande
802-03-42	**802-04-42**
802-03-46	**802-04-46**
802-03-50	**802-04-50**
802-03-54	**802-04-54**

INSERTO ANATÓMICO
Chico	Grande
801-05-42	**801-06-42**
801-05-46	**801-06-46**
801-05-50	**801-06-50**
801-05-54	**801-06-54**

INVERSA*

DOMO GLENOIDEO INVERSO
803-03-01

PERNO SUJECIÓN DE DOMO
801-09-12

CUELLO HUMERAL
801-02-00

VÁSTAGO CEMENTADO
802-01-06	Standard 75mm	Ø 6mm
802-01-08	Standard 75mm	Ø 8mm
802-01-10	Standard 75mm	Ø 10mm
802-01-12	Standard 75mm	Ø 12mm
802-22-08	Long 220mm	Ø 8mm
802-22-10	Long 220mm	Ø 10mm

VÁSTAGO NO CEMENTADO
801-01-08	Standard 75mm	Ø 8mm
801-01-10	Standard 75mm	Ø 10mm
801-01-12	Standard 75mm	Ø 12mm
801-01-14	Standard 75mm	Ø 14mm
801-01-16	Standard 75mm	Ø 16mm

GLENOIDE BASE METÁLICA
Chico	Grande
801-09-10	**801-09-11**

TORNILLOS CORTICALES
801-08-20	Ø 4.5mm Longitud 20mm
801-08-25	Ø 4.5mm Longitud 25mm
801-08-30	Ø 4.5mm Longitud 30mm
801-08-35	Ø 4.5mm Longitud 35mm
801-08-40	Ø 4.5mm Longitud 40mm

TAPÓN DE ROSCA GLENOIDEO
801-08-01

BASE METÁLICA INVERSA
803-01-00

TORNILLO DE FIJACIÓN
801-02-01

INSERTO HUMERAL INVERSO
803-02-00	42mm I/D - 0mm
803-02-03	42mm I/D - 3mm
803-02-06	42mm I/D - 6mm

bioadvance DISPOSITIVOS MÉDICOS LATAM

jri Orthopaedics

Desde 2013 dedicados a la importación y comercialización de dispositivos médicos, nos destacamos por nuestro servicio, productos de eficiencia clínica comprobada y costos competitivos. Ofrecemos las gamas más completas de implantes, instrumentales y equipamiento quirúrgico para artoplastia de cadera, rodilla y hombro, osteosíntesis, columna y medicina del deporte.

AK MEDICAL REPRESENTANTE EXCLUSIVO · jri Orthopaedics · OVERFIX TRAUMA · OVERFIX SPINE · OVERFIX SPORTS MEDICINE · OVERFIX POWER TOOLS

Nuestros dispositivos cumplen con las certificaciones de calidad y registros sanitarios vigentes en cada país. Implementamos procedimientos de trazabilidad y tecnovigilancia en las diferentes etapas de almacenamiento y comercialización. Esta rigurosidad en el control nos permite sostener un alto valor de marca, garantizando la mayor seguridad a los pacientes.

Para conocer nuestras líneas de productos, por favor póngase en contacto para vincularlo con el representante comercial más cercano a su ubicación.

bioadvance DISPOSITIVOS MÉDICOS MEXICO

CDMX
Amores 1322
Colonia del Valle Centro
CDMX
+52 55 5925 5323

bioadvance DISPOSITIVOS MÉDICOS MEXICO

GUADALAJARA
Av. Américas 1930. Piso 7
Int. 7E, 7F, 7G. Colonia Country Club.
Guadalajara, Jalisco
+52 33 1656 4268

bioadvance DISPOSITIVOS MÉDICOS ARGENTINA

SEDE CENTRAL
Cnel. Cetz 336, Piso 2
Martínez, Buenos Aires
Argentina
+54 11 4765 5995

bioadvance DISPOSITIVOS MÉDICOS BOLIVIA

Pedro Rodríguez 3830
Santa Cruz de la Sierra
Bolivia
+59 1 7048 5050

bioadvance DISPOSITIVOS MÉDICOS CHILE

Av. Santa María 2670 Of. 503
Providencia, Santiago de
Chile
+56 2 6465 9897

bioadvance DISPOSITIVOS MÉDICOS LATAM

SÍGANOS EN

BioadvanceMed









COFEPRIS · anmat · AGEMED · Instituto de Salud Pública Ministerio de Salud · CE 0123 · ISO 13485 · FDA 510(k) Cleared


JRI
Orthopaedics
DISPOSITIVOS MÉDICOS
bioadvance®
LATAM
bioadvancelatam.com