
OVERFIX

TRAUMA



RAMIC
SISTEMA DE CLAVOS ENDOMEDULARES

CATÁLOGO | CLAVOS ENDOMEDULARES RAMIC

RAMIC | SISTEMA DE CLAVOS ENDOMEDULARES

CLAVO DE TIBIA

INDICACIONES

Fracturas diafisarias tibiales.
Fracturas de matáfisis tibial.
Parte de las fracturas intraarticulares de la meseta tibial y las fracturas de pilón tibial.



CARACTERÍSTICAS

PROXIMAL

El diseño de bloqueo medio lateral permite la compresión y la dinamización.

DISTAL

Diseño de bloqueo oblicuo para evitar daños en los tejidos blandos. Opciones de bloqueo medio lateral y anteroposterior para la estabilidad de los fragmentos distales.

TAPÓN FINAL

Previene el crecimiento de tejido y facilita la extracción del clavo. Crea una construcción de angulo fijo mediante la conexión del tapón del extremo con el tornillo más próximo.

TORNILLOS DE BLOQUEO

Diseño de doble rosca para aumentar el agarre y la estabilidad.

MATERIALES

Titanio comercialmente puro (ISO 5832-2, ASTMF67) aleación Ji6AI4V (ISO 5832-3, ASTM F1472)





RAMIC | SISTEMA DE CLAVOS ENDOMEDULARES

CLAVO DE HÚMERO

INDICACIONES

Fracturas humerales proximales.
Fracturas del eje humeral.



CARACTERÍSTICAS

DISEÑO DE CLAVO RECTO

Preserva la huella hipovascular del supraespinoso punto de entrada central para evitar el estrés contra la corteza lateral.
Logra una estabilidad óptima para la fractura de la cabeza humeral.

DISEÑO DE CLAVO CANULADO

Clavo con ranuras que facilitan la inserción.

FIJACIÓN

Multiplanar proximal para usar con tornillo esponjoso 4.0
Fijación humeral distal para usar con tornillo de bloqueo 3.5

MATERIALES

Titanio comercialmente puro (ISO 5832-2, ASTM F67), aleación Ti6Al4V (ISO 5832-3, ASTM F1472)









RAMIC | SISTEMA DE CLAVOS ENDOMEDULARES

CLAVO DE FÉMUR PROXIMAL PARA INYECCIÓN DE CEMENTO

INDICACIONES

Indicado para osteoporosis o cirugía de revisión.



CARACTERÍSTICAS

DISEÑO DE CLAVO

El diseño anatómico garantiza un ajuste óptimo en el fémur. El ángulo medial-lateral de 5° permite la inserción en la punta del trocánter mayor. El clavo canulado facilita la inserción.

TORNILLO DE COMPRESIÓN DE CADERA FEMORAL-A PERFORADO

Estabilidad rotacional y angular lograda con un solo elemento. La gran superficie y el aumento del diámetro del núcleo garantizan una compactación máxima y una sujeción óptima del hueso. La cuchilla perforada facilita la colocación del cemento.


INSTRUMENTAL DE COLOCACIÓN ESPECÍFICO


CANAL PARA CEMENTO ÓSEO

Ajusta la profundidad de acuerdo con la medida del tornillo de compresión. Proporciona el canal para la colocación de cemento óseo

CÁNULA CON APERTURA LATERAL

Para colocación de cemento óseo.





RAMIC | SISTEMA DE CLAVOS ENDOMEDULARES

CLAVO ELÁSTICO

CARACTERÍSTICAS

PUNTA DEL CLAVO

Facilita la inserción y el deslizamiento del clavo a lo largo del canal medular.

DIÁMETROS


Seis diámetros de clavos para todas las indicaciones.

MARCADO DE CLAVOS

Permite el control visual directo de la alineación de la punta del clavo en el canal medular.

TAPÓN FINAL

Hilo auto-cortante afilado para la fijación ósea.
Reduce el riesgo de que el clavo se salga.
Reduce el riesgo de irritación de los tejidos blandos.
Facilita la extracción del implante.




INDICACIONES EN PEDIATRÍA

Indicado para el tratamiento de fracturas de huesos largos en niños y adultos jóvenes:
Fracturas diafisias y ciertas fracturas metafisarias de huesos largos.
Ciertas fracturas metafisarias / epifisarias (Salter Harris I y II), incluidas, entre otras, las fracturas de cuello radial.
Fracturas claviculares complejas (dislocación significativa que incluye acortamiento, “hombro flotante”).
Fracturas abiertas.
Amenaza de perforación de la piel en los extremos de la fractura.
Fracturas patológicas.

INDICACIONES EN ADULTOS

El clavo elástico se usa para la osteosíntesis de fracturas de clavícula, antebrazo y húmero:
Fracturas diafisarias de fracturas de huesos largos en la extremidad superior.
Fracturas del eje de la clavícula.





RAMIC | SISTEMA DE CLAVOS ENDOMEDULARES

CLAVO PARA ATRODESIS DE TOBILLO



INDICACIONES

Deformidades graves del tobillo.
Artrosis, inestabilidad y defecto óseo tras la resección del tumor.
Artropatía neuropática o necrosis avascular del astrágalo.
Revisión de reemplazo articular fallido o fusión de tobillo fallida, seudoartrosis de fractura de tibia distal.
Artritis reumatoide y pseudoartrosis.

CARACTERÍSTICAS

DISEÑO CURVO

El diseño curvo permite el punto de entrada en la parte central del tubérculo anterior del calcáneo, reduciendo la exposición del extremo distal del clavo.
Permite que el pie trasero y la parte media del antepié se alineen en línea recta y se restaure el ángulo en valgo de 3-5° para una mejor marcha después de la cirugía.



DOBLE ROSCA

El diseño de doble rosca acelera la inserción del tornillo mientras mantiene el agarre del hueso.

TORNILLO SUBASTRAGALINO

El tornillo subastragalino oblicuo mantiene la estabilidad de la articulación astrágalo-calcánea.

CABEZA DEL TORNILLO

La cabeza del tornillo esférico es delgada y redonda, lo que reduce la irritación de los tejidos blandos de las facetas terminales.

TAPÓN FINAL

El tapón final se puede sujetar al tornillo de bloqueo distal para mantener la estabilidad general.

SISTEMA DE CLAVOS ENDOMEDULARES | TIBIA

CODIFICACIÓN

Consultar disponibilidad según país o región

CODIFICACIÓN DE CLAVO ENDOMEDULAR

CÓDIGO	APLICACIÓN	DIMENSIONES	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	PRODUCTO
			Ramic - Clavo Endomedular para Tibia	
55108026	Tibia	8.0 x 260 mm	Ramic - Clavo Endomedular para Tibia 8.0 x 260 mm	
55108028	Tibia	8.0 x 280 mm	Ramic - Clavo Endomedular para Tibia 8.0 x 280 mm	
55108030	Tibia	8.0 x 300 mm	Ramic - Clavo Endomedular para Tibia 8.0 x 300 mm	
55108032	Tibia	8.0 x 320 mm	Ramic - Clavo Endomedular para Tibia 8.0 x 320 mm	
55108034	Tibia	8.0 x 340 mm	Ramic - Clavo Endomedular para Tibia 8.0 x 340 mm	
55108036	Tibia	8.0 x 360 mm	Ramic - Clavo Endomedular para Tibia 8.0 x 360 mm	
55109038	Tibia	8.0 x 380 mm	Ramic - Clavo Endomedular para Tibia 8.0 x 380 mm	
55108040	Tibia	8.0 x 400 mm	Ramic - Clavo Endomedular para Tibia 8.0 x 400 mm	
55108042	Tibia	8.0 x 420 mm	Ramic - Clavo Endomedular para Tibia 8.0 x 420 mm	
55109026	Tibia	9.0 x 260 mm	Ramic - Clavo Endomedular para Tibia 9.0 x 260 mm	
55109028	Tibia	9.0 x 280 mm	Ramic - Clavo Endomedular para Tibia 9.0 x 280 mm	
55109030	Tibia	9.0 x 300 mm	Ramic - Clavo Endomedular para Tibia 9.0 x 300 mm	
55109032	Tibia	9.0 x 320 mm	Ramic - Clavo Endomedular para Tibia 9.0 x 320 mm	
55109034	Tibia	9.0 x 340 mm	Ramic - Clavo Endomedular para Tibia 9.0 x 340 mm	
55109036	Tibia	9.0 x 360 mm	Ramic - Clavo Endomedular para Tibia 9.0 x 360 mm	
55109038	Tibia	9.0 x 380 mm	Ramic - Clavo Endomedular para Tibia 9.0 x 380 mm	
55109040	Tibia	9.0 x 400 mm	Ramic - Clavo Endomedular para Tibia 9.0 x 400 mm	
55109042	Tibia	9.0 x 420 mm	Ramic - Clavo Endomedular para Tibia 9.0 x 420 mm	



CLAVO ENDOMEDULAR
No. de Registro Sanitario
1936C2019 SSA

BIOADVANCE Y OVERFIX son marcas registradas. Todos los derechos reservados.

SISTEMA DE CLAVOS ENDOMEDULARES | TIBIA

CODIFICACIÓN

Consultar disponibilidad según país o región

CODIFICACIÓN DE CLAVO ENDOMEDULAR

CÓDIGO	APLICACIÓN	DIMENSIONES	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	PRODUCTO
			Ramic - Clavo Endomedular para Tibia	
55101026	Tibia	10 x 260 mm	Ramic - Clavo Endomedular para Tibia 10 x 260 mm	 CLAVO ENDOMEDULAR No. de Registro Sanitario 1936C2019 SSA
55101028	Tibia	10 x 280 mm	Ramic - Clavo Endomedular para Tibia 10 x 280 mm	
55101030	Tibia	10 x 300 mm	Ramic - Clavo Endomedular para Tibia 10 x 300 mm	
55101032	Tibia	10 x 320 mm	Ramic - Clavo Endomedular para Tibia 10 x 320 mm	
55101034	Tibia	10 x 340 mm	Ramic - Clavo Endomedular para Tibia 10 x 340 mm	
55101036	Tibia	10 x 360 mm	Ramic - Clavo Endomedular para Tibia 10 x 360 mm	
55101038	Tibia	10 x 380 mm	Ramic - Clavo Endomedular para Tibia 10 x 380 mm	
55101040	Tibia	10 x 400 mm	Ramic - Clavo Endomedular para Tibia 10 x 400 mm	
55101042	Tibia	10 x 420 mm	Ramic - Clavo Endomedular para Tibia 10 x 420 mm	
55101126	Tibia	11 x 260 mm	Ramic - Clavo Endomedular para Tibia 11 x 260 mm	
55101128	Tibia	11 x 280 mm	Ramic - Clavo Endomedular para Tibia 11 x 280 mm	
55101130	Tibia	11 x 300 mm	Ramic - Clavo Endomedular para Tibia 11 x 300 mm	
55101132	Tibia	11 x 320 mm	Ramic - Clavo Endomedular para Tibia 11 x 320 mm	
55101134	Tibia	11 x 340 mm	Ramic - Clavo Endomedular para Tibia 11 x 340 mm	
55101136	Tibia	11 x 360 mm	Ramic - Clavo Endomedular para Tibia 11 x 360 mm	
55101138	Tibia	11 x 380 mm	Ramic - Clavo Endomedular para Tibia 11 x 380 mm	
55101140	Tibia	11 x 400 mm	Ramic - Clavo Endomedular para Tibia 11 x 400 mm	
55101142	Tibia	11 x 420 mm	Ramic - Clavo Endomedular para Tibia 11 x 420 mm	

BIOADVANCE Y OVERFIX son marcas registradas. Todos los derechos reservados.

SISTEMA DE CLAVOS ENDOMEDULARES | TIBIA

CODIFICACIÓN

Consultar disponibilidad según país o región

CODIFICACIÓN DE TORNILLO DE BLOQUEO DE CONDILOS TIBIALES

CÓDIGO	APLICACIÓN	DIMENSIONES	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	PRODUCTO
			Ramic - Tornillo de Bloqueo Condilar para Clavo Tibial	
55115031	Tibia	5.0 x 31 mm	Ramic - Tornillo de Bloqueo Condilar para Clavo Tibial 5.0 x 31 mm	 TORNILLO DE BLOQUEO DE CONDILOS TIBIALES No. de Registro Sanitario 1936C2019 SSA
55115035	Tibia	5.0 x 35 mm	Ramic - Tornillo de Bloqueo Condilar para Clavo Tibial 5.0 x 35 mm	
55115039	Tibia	5.0 x 39 mm	Ramic - Tornillo de Bloqueo Condilar para Clavo Tibial 5.0 x 39 mm	
55115043	Tibia	5.0 x 43 mm	Ramic - Tornillo de Bloqueo Condilar para Clavo Tibial 5.0 x 43 mm	
55115047	Tibia	5.0 x 47 mm	Ramic - Tornillo de Bloqueo Condilar para Clavo Tibial 5.0 x 47 mm	
55115051	Tibia	5.0 x 51 mm	Ramic - Tornillo de Bloqueo Condilar para Clavo Tibial 5.0 x 51 mm	
55115055	Tibia	5.0 x 55 mm	Ramic - Tornillo de Bloqueo Condilar para Clavo Tibial 5.0 x 55 mm	
55115059	Tibia	5.0 x 59 mm	Ramic - Tornillo de Bloqueo Condilar para Clavo Tibial 5.0 x 59 mm	
55115063	Tibia	5.0 x 63 mm	Ramic - Tornillo de Bloqueo Condilar para Clavo Tibial 5.0 x 63 mm	
55115067	Tibia	5.0 x 67 mm	Ramic - Tornillo de Bloqueo Condilar para Clavo Tibial 5.0 x 67 mm	
55115071	Tibia	5.0 x 71 mm	Ramic - Tornillo de Bloqueo Condilar para Clavo Tibial 5.0 x 71 mm	
55115075	Tibia	5.0 x 75 mm	Ramic - Tornillo de Bloqueo Condilar para Clavo Tibial 5.0 x 75 mm	
55115079	Tibia	5.0 x 79 mm	Ramic - Tornillo de Bloqueo Condilar para Clavo Tibial 5.0 x 79 mm	
55115083	Tibia	5.0 x 83 mm	Ramic - Tornillo de Bloqueo Condilar para Clavo Tibial 5.0 x 83 mm	
55115087	Tibia	5.0 x 87 mm	Ramic - Tornillo de Bloqueo Condilar para Clavo Tibial 5.0 x 87 mm	
55115091	Tibia	5.0 x 91 mm	Ramic - Tornillo de Bloqueo Condilar para Clavo Tibial 5.0 x 91 mm	
55115095	Tibia	5.0 x 95 mm	Ramic - Tornillo de Bloqueo Condilar para Clavo Tibial 5.0 x 95 mm	


BIOADVANCE Y OVERFIX son marcas registradas. Todos los derechos reservados.

SISTEMA DE CLAVOS ENDOMEDULARES | TIBIA

CODIFICACIÓN

Consultar disponibilidad según país o región

CODIFICACIÓN DE TORNILLO DE BLOQUEO-A

CÓDIGO	APLICACIÓN	DIMENSIONES	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	PRODUCTO
			Ramic - Tornillo de Bloqueo A para Clavo de Tibia	
55124222	Tibia	4.2 x 22 mm	Ramic - Tornillo de Bloqueo A para Clavo de Tibia 4.2 x 22 mm	 TORNILLO DE BLOQUEO-A No. de Registro Sanitario 1936C2019 SSA
55124224	Tibia	4.2 x 24 mm	Ramic - Tornillo de Bloqueo A para Clavo de Tibia 4.2 x 24 mm	
55124226	Tibia	4.2 x 26 mm	Ramic - Tornillo de Bloqueo A para Clavo de Tibia 4.2 x 26 mm	
55124228	Tibia	4.2 x 28 mm	Ramic - Tornillo de Bloqueo A para Clavo de Tibia 4.2 x 28 mm	
55124230	Tibia	4.2 x 30 mm	Ramic - Tornillo de Bloqueo A para Clavo de Tibia 4.2 x 30 mm	
55124232	Tibia	4.2 x 32 mm	Ramic - Tornillo de Bloqueo A para Clavo de Tibia 4.2 x 32 mm	
55124234	Tibia	4.2 x 34 mm	Ramic - Tornillo de Bloqueo A para Clavo de Tibia 4.2 x 34 mm	
55124236	Tibia	4.2 x 36 mm	Ramic - Tornillo de Bloqueo A para Clavo de Tibia 4.2 x 36 mm	
55124238	Tibia	4.2 x 38 mm	Ramic - Tornillo de Bloqueo A para Clavo de Tibia 4.2 x 38 mm	
55124240	Tibia	4.2 x 40 mm	Ramic - Tornillo de Bloqueo A para Clavo de Tibia 4.2 x 40 mm	
55124242	Tibia	4.2 x 42 mm	Ramic - Tornillo de Bloqueo A para Clavo de Tibia 4.2 x 42 mm	
55124244	Tibia	4.2 x 44 mm	Ramic - Tornillo de Bloqueo A para Clavo de Tibia 4.2 x 44 mm	
55124246	Tibia	4.2 x 46 mm	Ramic - Tornillo de Bloqueo A para Clavo de Tibia 4.2 x 46 mm	
55124248	Tibia	4.2 x 48 mm	Ramic - Tornillo de Bloqueo A para Clavo de Tibia 4.2 x 48 mm	
55124250	Tibia	4.2 x 50 mm	Ramic - Tornillo de Bloqueo A para Clavo de Tibia 4.2 x 50 mm	


BIOADVANCE Y OVERFIX son marcas registradas. Todos los derechos reservados.

SISTEMA DE CLAVOS ENDOMEDULARES | TIBIA

CODIFICACIÓN

Consultar disponibilidad según país o región

CODIFICACIÓN DE TORNILLO DE BLOQUEO-A

CÓDIGO	APLICACIÓN	DIMENSIONES	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	PRODUCTO
			Ramic - Tornillo de Bloqueo A para Clavo de Tibia	
55124252	Tibia	4.2 x 52 mm	Ramic - Tornillo de Bloqueo A para Clavo de Tibia 4.2 x 52 mm	 TORNILLO DE BLOQUEO-A No. de Registro Sanitario 1936C2019 SSA
55124254	Tibia	4.2 x 54 mm	Ramic - Tornillo de Bloqueo A para Clavo de Tibia 4.2 x 54 mm	
55124256	Tibia	4.2 x 56 mm	Ramic - Tornillo de Bloqueo A para Clavo de Tibia 4.2 x 56 mm	
55124258	Tibia	4.2 x 58 mm	Ramic - Tornillo de Bloqueo A para Clavo de Tibia 4.2 x 58 mm	
55124260	Tibia	4.2 x 60 mm	Ramic - Tornillo de Bloqueo A para Clavo de Tibia 4.2 x 60 mm	
55124262	Tibia	4.2 x 62 mm	Ramic - Tornillo de Bloqueo A para Clavo de Tibia 4.2 x 62 mm	
55124264	Tibia	4.2 x 64 mm	Ramic - Tornillo de Bloqueo A para Clavo de Tibia 4.2 x 64 mm	
55124266	Tibia	4.2 x 66 mm	Ramic - Tornillo de Bloqueo A para Clavo de Tibia 4.2 x 36 mm	
55124268	Tibia	4.2 x 68 mm	Ramic - Tornillo de Bloqueo A para Clavo de Tibia 4.2 x 68 mm	
55124270	Tibia	4.2 x 70 mm	Ramic - Tornillo de Bloqueo A para Clavo de Tibia 4.2 x 70 mm	
55124272	Tibia	4.2 x 72 mm	Ramic - Tornillo de Bloqueo A para Clavo de Tibia 4.2 x 72 mm	
55124274	Tibia	4.2 x 74 mm	Ramic - Tornillo de Bloqueo A para Clavo de Tibia 4.2 x 74 mm	
55124276	Tibia	4.2 x 76 mm	Ramic - Tornillo de Bloqueo A para Clavo de Tibia 4.2 x 76 mm	
55124278	Tibia	4.2 x 78 mm	Ramic - Tornillo de Bloqueo A para Clavo de Tibia 4.2 x 78 mm	
55124280	Tibia	4.2 x 80 mm	Ramic - Tornillo de Bloqueo A para Clavo de Tibia 4.2 x 80 mm	


BIOADVANCE Y OVERFIX son marcas registradas. Todos los derechos reservados.

SISTEMA DE CLAVOS ENDOMEDULARES | TIBIA

CODIFICACIÓN

Consultar disponibilidad según país o región

CODIFICACIÓN DE TORNILLO DE BLOQUEO-A

CÓDIGO	APLICACIÓN	DIMENSIONES	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	PRODUCTO
			Ramic - Tornillo de Bloqueo A	
55030026	Tibia	5.0 x 26 mm	Ramic - Tornillo de Bloqueo A 5.0 x 26 mm	 TORNILLO DE BLOQUEO-A No. de Registro Sanitario 1936C2019 SSA
55030028	Tibia	5.0 x 28 mm	Ramic - Tornillo de Bloqueo A 5.0 x 28 mm	
55030030	Tibia	5.0 x 30 mm	Ramic - Tornillo de Bloqueo A 5.0 x 30 mm	
55030032	Tibia	5.0 x 32 mm	Ramic - Tornillo de Bloqueo A 5.0 x 32 mm	
55030034	Tibia	5.0 x 34 mm	Ramic - Tornillo de Bloqueo A 5.0 x 34 mm	
55030036	Tibia	5.0 x 36 mm	Ramic - Tornillo de Bloqueo A 5.0 x 36 mm	
55030038	Tibia	5.0 x 38 mm	Ramic - Tornillo de Bloqueo A 5.0 x 38 mm	
55030040	Tibia	5.0 x 40 mm	Ramic - Tornillo de Bloqueo A 5.0 x 40 mm	
55030042	Tibia	5.0 x 42 mm	Ramic - Tornillo de Bloqueo A 5.0 x 42 mm	
55030044	Tibia	5.0 x 44 mm	Ramic - Tornillo de Bloqueo A 5.0 x 44 mm	
55030046	Tibia	5.0 x 46 mm	Ramic - Tornillo de Bloqueo A 5.0 x 46 mm	
55030048	Tibia	5.0 x 48 mm	Ramic - Tornillo de Bloqueo A 5.0 x 48 mm	
55030050	Tibia	5.0 x 50 mm	Ramic - Tornillo de Bloqueo A 5.0 x 50 mm	
55030052	Tibia	5.0 x 52 mm	Ramic - Tornillo de Bloqueo A 5.0 x 52 mm	
55030054	Tibia	5.0 x 54 mm	Ramic - Tornillo de Bloqueo A 5.0 x 54 mm	


BIOADVANCE Y OVERFIX son marcas registradas. Todos los derechos reservados.

SISTEMA DE CLAVOS ENDOMEDULARES | TIBIA

CODIFICACIÓN

Consultar disponibilidad según país o región

CODIFICACIÓN DE TORNILLO DE BLOQUEO-A

CÓDIGO	APLICACIÓN	DIMENSIONES	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	PRODUCTO
			Ramic - Tornillo de Bloqueo A	
55030056	Tibia	5.0 x 56 mm	Ramic - Tornillo de Bloqueo A 5.0 x 56 mm	 TORNILLO DE BLOQUEO-A No. de Registro Sanitario 1936C2019 SSA
55030058	Tibia	5.0 x 58 mm	Ramic - Tornillo de Bloqueo A 5.0 x 58 mm	
55030060	Tibia	5.0 x 60 mm	Ramic - Tornillo de Bloqueo A 5.0 x 60 mm	
55030062	Tibia	5.0 x 62 mm	Ramic - Tornillo de Bloqueo A 5.0 x 62 mm	
55030064	Tibia	5.0 x 64 mm	Ramic - Tornillo de Bloqueo A 5.0 x 64 mm	
55030066	Tibia	5.0 x 66 mm	Ramic - Tornillo de Bloqueo A 5.0 x 66 mm	
55030068	Tibia	5.0 x 68 mm	Ramic - Tornillo de Bloqueo A 5.0 x 68 mm	
55030070	Tibia	5.0 x 70 mm	Ramic - Tornillo de Bloqueo A 5.0 x 70 mm	
55030072	Tibia	5.0 x 72 mm	Ramic - Tornillo de Bloqueo A 5.0 x 72 mm	
55030074	Tibia	5.0 x 74 mm	Ramic - Tornillo de Bloqueo A 5.0 x 74 mm	
55030076	Tibia	5.0 x 76 mm	Ramic - Tornillo de Bloqueo A 5.0 x 76 mm	
55030078	Tibia	5.0 x 78 mm	Ramic - Tornillo de Bloqueo A 5.0 x 78 mm	
55030080	Tibia	5.0 x 80 mm	Ramic - Tornillo de Bloqueo A 5.0 x 80 mm	


BIOADVANCE Y OVERFIX son marcas registradas. Todos los derechos reservados.

SISTEMA DE CLAVOS ENDOMEDULARES | TIBIA

CODIFICACIÓN

Consultar disponibilidad según país o región

CODIFICACIÓN DE TORNILLO DE BLOQUEO-B

CÓDIGO	APLICACIÓN	DIMENSIONES	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	PRODUCTO
			Ramic - Tornillo de Bloqueo B para Clavo de Tibia	
55134222	Tibia	4.2 x 22 mm	Ramic - Tornillo de Bloqueo B para Clavo de Tibia 4.2 x 22 mm	
55134224	Tibia	4.2 x 24 mm	Ramic - Tornillo de Bloqueo B para Clavo de Tibia 4.2 x 22 mm	
55134226	Tibia	4.2 x 26 mm	Ramic - Tornillo de Bloqueo B para Clavo de Tibia 4.2 x 22 mm	
55134228	Tibia	4.2 x 28 mm	Ramic - Tornillo de Bloqueo B para Clavo de Tibia 4.2 x 22 mm	
55134230	Tibia	4.2 x 30 mm	Ramic - Tornillo de Bloqueo B para Clavo de Tibia 4.2 x 22 mm	
55134232	Tibia	4.2 x 32 mm	Ramic - Tornillo de Bloqueo B para Clavo de Tibia 4.2 x 22 mm	
55134234	Tibia	4.2 x 34 mm	Ramic - Tornillo de Bloqueo B para Clavo de Tibia 4.2 x 22 mm	
55134236	Tibia	4.2 x 36 mm	Ramic - Tornillo de Bloqueo B para Clavo de Tibia 4.2 x 22 mm	
55134238	Tibia	4.2 x 38 mm	Ramic - Tornillo de Bloqueo B para Clavo de Tibia 4.2 x 22 mm	
55134240	Tibia	4.2 x 40 mm	Ramic - Tornillo de Bloqueo B para Clavo de Tibia 4.2 x 22 mm	
55134242	Tibia	4.2 x 42 mm	Ramic - Tornillo de Bloqueo B para Clavo de Tibia 4.2 x 22 mm	
55134244	Tibia	4.2 x 44 mm	Ramic - Tornillo de Bloqueo B para Clavo de Tibia 4.2 x 22 mm	
55134246	Tibia	4.2 x 46 mm	Ramic - Tornillo de Bloqueo B para Clavo de Tibia 4.2 x 22 mm	
55134248	Tibia	4.2 x 48 mm	Ramic - Tornillo de Bloqueo B para Clavo de Tibia 4.2 x 22 mm	
55134250	Tibia	4.2 x 50 mm	Ramic - Tornillo de Bloqueo B para Clavo de Tibia 4.2 x 22 mm	

TORNILLO DE BLOQUEO-B
No. de Registro Sanitario 1936C2019 SSA


BIOADVANCE Y OVERFIX son marcas registradas. Todos los derechos reservados.

SISTEMA DE CLAVOS ENDOMEDULARES | TIBIA

CODIFICACIÓN

Consultar disponibilidad según país o región

CODIFICACIÓN DE TORNILLO DE BLOQUEO-B

CÓDIGO	APLICACIÓN	DIMENSIONES	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	PRODUCTO
			Ramic - Tornillo de Bloqueo B para Clavo de Tibia	
55134252	Tibia	4.2 x 52 mm	Ramic - Tornillo de Bloqueo B para Clavo de Tibia 4.2 x 52 mm	
55134254	Tibia	4.2 x 54 mm	Ramic - Tornillo de Bloqueo B para Clavo de Tibia 4.2 x 54 mm	
55134256	Tibia	4.2 x 56 mm	Ramic - Tornillo de Bloqueo B para Clavo de Tibia 4.2 x 56 mm	
55134258	Tibia	4.2 x 58 mm	Ramic - Tornillo de Bloqueo B para Clavo de Tibia 4.2 x 58 mm	
55134260	Tibia	4.2 x 60 mm	Ramic - Tornillo de Bloqueo B para Clavo de Tibia 4.2 x 60 mm	
55134262	Tibia	4.2 x 62 mm	Ramic - Tornillo de Bloqueo B para Clavo de Tibia 4.2 x 62 mm	
55134264	Tibia	4.2 x 64 mm	Ramic - Tornillo de Bloqueo B para Clavo de Tibia 4.2 x 64 mm	
55134266	Tibia	4.2 x 66 mm	Ramic - Tornillo de Bloqueo B para Clavo de Tibia 4.2 x 66 mm	
55134268	Tibia	4.2 x 68 mm	Ramic - Tornillo de Bloqueo B para Clavo de Tibia 4.2 x 68 mm	
55134270	Tibia	4.2 x 70 mm	Ramic - Tornillo de Bloqueo B para Clavo de Tibia 4.2 x 70 mm	
55134272	Tibia	4.2 x 72 mm	Ramic - Tornillo de Bloqueo B para Clavo de Tibia 4.2 x 72 mm	
55134274	Tibia	4.2 x 74 mm	Ramic - Tornillo de Bloqueo B para Clavo de Tibia 4.2 x 74 mm	
55134276	Tibia	4.2 x 76 mm	Ramic - Tornillo de Bloqueo B para Clavo de Tibia 4.2 x 76 mm	
55134278	Tibia	4.2 x 78 mm	Ramic - Tornillo de Bloqueo B para Clavo de Tibia 4.2 x 78 mm	
55134280	Tibia	4.2 x 80 mm	Ramic - Tornillo de Bloqueo B para Clavo de Tibia 4.2 x 80 mm	

TORNILLO DE BLOQUEO-B
No. de Registro Sanitario 1936C2019 SSA


BIOADVANCE Y OVERFIX son marcas registradas. Todos los derechos reservados.

SISTEMA DE CLAVOS ENDOMEDULARES | TIBIA

CODIFICACIÓN

Consultar disponibilidad según país o región

CODIFICACIÓN DE TORNILLO DE BLOQUEO-B

CÓDIGO	APLICACIÓN	DIMENSIONES	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	PRODUCTO
			Ramic-Tornillo de Bloqueo B	
55040026	Tibia	5.0 x 26 mm	Ramic-Tornillo de Bloqueo B 5.0 x 26 mm	 TORNILLO DE BLOQUEO-B No. de Registro Sanitario 1936C2019 SSA
55040028	Tibia	5.0 x 28 mm	Ramic-Tornillo de Bloqueo B 5.0 x 28 mm	
55040030	Tibia	5.0 x 30 mm	Ramic-Tornillo de Bloqueo B 5.0 x 30 mm	
55040032	Tibia	5.0 x 32 mm	Ramic-Tornillo de Bloqueo B 5.0 x 32 mm	
55040034	Tibia	5.0 x 34 mm	Ramic-Tornillo de Bloqueo B 5.0 x 34 mm	
55040036	Tibia	5.0 x 36 mm	Ramic-Tornillo de Bloqueo B 5.0 x 36 mm	
55040038	Tibia	5.0 x 38 mm	Ramic-Tornillo de Bloqueo B 5.0 x 38 mm	
55040040	Tibia	5.0 x 40 mm	Ramic-Tornillo de Bloqueo B 5.0 x 40 mm	
55040042	Tibia	5.0 x 42 mm	Ramic-Tornillo de Bloqueo B 5.0 x 42 mm	
55040044	Tibia	5.0 x 44 mm	Ramic-Tornillo de Bloqueo B 5.0 x 44 mm	
55040046	Tibia	5.0 x 46 mm	Ramic-Tornillo de Bloqueo B 5.0 x 46 mm	
55040048	Tibia	5.0 x 48 mm	Ramic-Tornillo de Bloqueo B 5.0 x 48 mm	
55040050	Tibia	5.0 x 50 mm	Ramic-Tornillo de Bloqueo B 5.0 x 50 mm	
55040052	Tibia	5.0 x 52 mm	Ramic-Tornillo de Bloqueo B 5.0 x 52 mm	
55040054	Tibia	5.0 x 54 mm	Ramic-Tornillo de Bloqueo B 5.0 x 54 mm	
55040056	Tibia	5.0 x 56 mm	Ramic-Tornillo de Bloqueo B 5.0 x 56 mm	


BIOADVANCE Y OVERFIX son marcas registradas. Todos los derechos reservados.

SISTEMA DE CLAVOS ENDOMEDULARES | TIBIA

CODIFICACIÓN

Consultar disponibilidad según país o región

CODIFICACIÓN DE TORNILLO DE BLOQUEO-B

CÓDIGO	APLICACIÓN	DIMENSIONES	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	PRODUCTO
			Ramic-Tornillo de Bloqueo B	
55040058	Tibia	5.0 x 58 mm	Ramic-Tornillo de Bloqueo B 5.0 x 58 mm	 TORNILLO DE BLOQUEO-B No. de Registro Sanitario 1936C2019 SSA
55040060	Tibia	5.0 x 60 mm	Ramic-Tornillo de Bloqueo B 5.0 x 60 mm	
55040062	Tibia	5.0 x 62 mm	Ramic-Tornillo de Bloqueo B 5.0 x 62 mm	
55040064	Tibia	5.0 x 64 mm	Ramic-Tornillo de Bloqueo B 5.0 x 64 mm	
55040066	Tibia	5.0 x 66 mm	Ramic-Tornillo de Bloqueo B 5.0 x 66 mm	
55040068	Tibia	5.0 x 68 mm	Ramic-Tornillo de Bloqueo B 5.0 x 68 mm	
55040070	Tibia	5.0 x 70 mm	Ramic-Tornillo de Bloqueo B 5.0 x 70 mm	
55040072	Tibia	5.0 x 72 mm	Ramic-Tornillo de Bloqueo B 5.0 x 72 mm	
55040074	Tibia	5.0 x 74 mm	Ramic-Tornillo de Bloqueo B 5.0 x 74 mm	
55040076	Tibia	5.0 x 76 mm	Ramic-Tornillo de Bloqueo B 5.0 x 76 mm	
55040078	Tibia	5.0 x 78 mm	Ramic-Tornillo de Bloqueo B 5.0 x 78 mm	
55040080	Tibia	5.0 x 80 mm	Ramic-Tornillo de Bloqueo B 5.0 x 80 mm	
55040085	Tibia	5.0 x 85 mm	Ramic-Tornillo de Bloqueo B 5.0 x 85 mm	
55040090	Tibia	5.0 x 90 mm	Ramic-Tornillo de Bloqueo B 5.0 x 90 mm	
55040095	Tibia	5.0 x 95 mm	Ramic-Tornillo de Bloqueo B 5.0 x 95 mm	
55040100	Tibia	5.0 x 100 mm	Ramic-Tornillo de Bloqueo B 5.0 x 100 mm	

BIOADVANCE Y OVERFIX son marcas registradas. Todos los derechos reservados.

SISTEMA DE CLAVOS ENDOMEDULARES | TIBIA

CODIFICACIÓN

Consultar disponibilidad según país o región

CODIFICACIÓN DE TAPÓN FINAL

CÓDIGO	APLICACIÓN	DIMENSIONES	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	PRODUCTO
			Ramic - Tapón Final	
55070000	**Tibia**	0 mm largo	Ramic - Tapón Final 0 mm de largo	 **TAPÓN FINAL** **No. de Registro Sanitario** **1936C2019 SSA**
55070005	**Tibia**	5 mm largo	Ramic - Tapón Final 5 mm de largo	
55070010	**Tibia**	10 mm largo	Ramic - Tapón Final 10 mm de largo	
55070015	**Tibia**	15 mm largo	Ramic - Tapón Final 15 mm de largo	
55070020	**Tibia**	20 mm largo	Ramic - Tapón Final 20 mm de largo	

BIOADVANCE Y OVERFIX son marcas registradas. Todos los derechos reservados.

SISTEMA DE CLAVOS ENDOMEDULARES | HÚMERO

CODIFICACIÓN

Consultar disponibilidad según país o región

CODIFICACIÓN DE CLAVO ENDOMEDULAR

CÓDIGO IZQ	CÓDIGO DER	APLICACIÓN	DIMENSIONES	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	PRODUCTO
				Ramic - Clavo Endomedular para Húmero	
55407016	55417016	Húmero	7 x 160 mm	Ramic - Clavo Endomedular para Húmero 7 x 160 mm	
55407018	55417018	Húmero	7 x 180 mm	Ramic - Clavo Endomedular para Húmero 7 x 180 mm	
55407020	55417020	Húmero	7 x 200 mm	Ramic - Clavo Endomedular para Húmero 7 x 200 mm	
55407022	55417022	Húmero	7 x 220 mm	Ramic - Clavo Endomedular para Húmero 7 x 220 mm	
55407024	55417024	Húmero	7 x 240 mm	Ramic - Clavo Endomedular para Húmero 7 x 240 mm	
55407026	55417026	Húmero	7 x 260 mm	Ramic - Clavo Endomedular para Húmero 7 x 260 mm	
55407028	55417028	Húmero	7 x 280 mm	Ramic - Clavo Endomedular para Húmero 7 x 280 mm	
55407030	55417030	Húmero	7 x 300 mm	Ramic - Clavo Endomedular para Húmero 7 x 300 mm	
55408016	55418016	Húmero	8 x 160 mm	Ramic - Clavo Endomedular para Húmero 8 x 160 mm	
55408018	55418018	Húmero	8 x 180 mm	Ramic - Clavo Endomedular para Húmero 8 x 180 mm	
55408020	55418020	Húmero	8 x 200 mm	Ramic - Clavo Endomedular para Húmero 8 x 200 mm	
55408022	55418022	Húmero	8 x 220 mm	Ramic - Clavo Endomedular para Húmero 8 x 220 mm	

CLAVO ENDOMEDULAR
No. de Registro Sanitario
1936C2019 SSA

BIOADVANCE Y OVERFIX son marcas registradas. Todos los derechos reservados.

SISTEMA DE CLAVOS ENDOMEDULARES | HÚMERO

CODIFICACIÓN

Consultar disponibilidad según país o región

CODIFICACIÓN DE CLAVO ENDOMEDULAR

CÓDIGO IZQ	CÓDIGO DER	APLICACIÓN	DIMENSIONES	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	PRODUCTO
				Ramic - Clavo Endomedular para Húmero	
55408024	55418024	**Húmero**	8 x 240 mm	Ramic - Clavo Endomedular para Húmero 8 x 240 mm	
55408026	55418026	**Húmero**	8 x 260 mm	Ramic - Clavo Endomedular para Húmero 8 x 260 mm	
55408028	55418028	**Húmero**	8 x 280 mm	Ramic - Clavo Endomedular para Húmero 8 x 280 mm	
55408030	55418030	**Húmero**	8 x 300 mm	Ramic - Clavo Endomedular para Húmero 8 x 300 mm	
55409016	55419016	**Húmero**	9 x 160 mm	Ramic - Clavo Endomedular para Húmero 9 x 160 mm	
55409018	55419018	**Húmero**	9 x 180 mm	Ramic - Clavo Endomedular para Húmero 9 x 180 mm	
55409020	55419020	**Húmero**	9 x 200 mm	Ramic - Clavo Endomedular para Húmero 9 x 200 mm	
55409022	55419022	**Húmero**	9 x 220 mm	Ramic - Clavo Endomedular para Húmero 9 x 220 mm	
55409024	55419024	**Húmero**	9 x 240 mm	Ramic - Clavo Endomedular para Húmero 9 x 240 mm	
55409026	55419026	**Húmero**	9 x 260 mm	Ramic - Clavo Endomedular para Húmero 9 x 260 mm	
55409028	55419028	**Húmero**	9 x 280 mm	Ramic - Clavo Endomedular para Húmero 9 x 280 mm	
55409030	55419030	**Húmero**	9 x 300 mm	Ramic - Clavo Endomedular para Húmero 9 x 300 mm	

CLAVO ENDOMEDULAR
No. de Registro Sanitario
1936C2019 SSA

BIOADVANCE Y OVERFIX son marcas registradas. Todos los derechos reservados.

SISTEMA DE CLAVOS ENDOMEDULARES | HÚMERO

CODIFICACIÓN

Consultar disponibilidad según país o región

CODIFICACIÓN DE TORNILLO DE BLOQUEO 3.5

CÓDIGO	APLICACIÓN	DIMENSIONES	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	PRODUCTO
			Ramic - Tornillo de Bloqueo para Clavo Humeral 3.5	
55423518	**Húmero**	3.5 x 18 mm	Ramic - Tornillo de Bloqueo para Clavo Humeral 3.5 x 18 mm	 **TORNILLO DE BLOQUEO 3.5 No. de Registro Sanitario 1936C2019 SSA**
55423520	**Húmero**	3.5 x 20 mm	Ramic - Tornillo de Bloqueo para Clavo Humeral 3.5 x 20 mm	
55423522	**Húmero**	3.5 x 22 mm	Ramic - Tornillo de Bloqueo para Clavo Humeral 3.5 x 22 mm	
55423524	**Húmero**	3.5 x 24 mm	Ramic - Tornillo de Bloqueo para Clavo Humeral 3.5 x 24 mm	
55423526	**Húmero**	3.5 x 26 mm	Ramic - Tornillo de Bloqueo para Clavo Humeral 3.5 x 26 mm	
55423528	**Húmero**	3.5 x 28 mm	Ramic - Tornillo de Bloqueo para Clavo Humeral 3.5 x 28 mm	
55423530	**Húmero**	3.5 x 30 mm	Ramic - Tornillo de Bloqueo para Clavo Humeral 3.5 x 30 mm	
55423532	**Húmero**	3.5 x 32 mm	Ramic - Tornillo de Bloqueo para Clavo Humeral 3.5 x 32 mm	
55423534	**Húmero**	3.5 x 34 mm	Ramic - Tornillo de Bloqueo para Clavo Humeral 3.5 x 34 mm	
55423536	**Húmero**	3.5 x 36 mm	Ramic - Tornillo de Bloqueo para Clavo Humeral 3.5 x 36 mm	
55423538	**Húmero**	3.5 x 38 mm	Ramic - Tornillo de Bloqueo para Clavo Humeral 3.5 x 38 mm	

BIOADVANCE Y OVERFIX son marcas registradas. Todos los derechos reservados.

SISTEMA DE CLAVOS ENDOMEDULARES | HÚMERO

CODIFICACIÓN

Consultar disponibilidad según país o región

CODIFICACIÓN DE TORNILLO DE BLOQUEO 3.5

CÓDIGO	APLICACIÓN	DIMENSIONES	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	PRODUCTO
			Ramic - Tornillo de Bloqueo para Clavo Humeral 3.5	
55423540	**Húmero**	3.5 x 40 mm	Ramic - Tornillo de Bloqueo para Clavo Humeral 3.5 x 40 mm	 **TORNILLO DE BLOQUEO 3.5 No. de Registro Sanitario 1936C2019 SSA**
55423542	**Húmero**	3.5 x 42 mm	Ramic - Tornillo de Bloqueo para Clavo Humeral 3.5 x 42 mm	
55423544	**Húmero**	3.5 x 44 mm	Ramic - Tornillo de Bloqueo para Clavo Humeral 3.5 x 44 mm	
55423546	**Húmero**	3.5 x 46 mm	Ramic - Tornillo de Bloqueo para Clavo Humeral 3.5 x 46 mm	
55423548	**Húmero**	3.5 x 48 mm	Ramic - Tornillo de Bloqueo para Clavo Humeral 3.5 x 48 mm	
55423550	**Húmero**	3.5 x 50 mm	Ramic - Tornillo de Bloqueo para Clavo Humeral 3.5 x 50 mm	
55423552	**Húmero**	3.5 x 52 mm	Ramic - Tornillo de Bloqueo para Clavo Humeral 3.5 x 52 mm	
55423554	**Húmero**	3.5 x 54 mm	Ramic - Tornillo de Bloqueo para Clavo Humeral 3.5 x 54 mm	
55423556	**Húmero**	3.5 x 56 mm	Ramic - Tornillo de Bloqueo para Clavo Humeral 3.5 x 56 mm	
55423558	**Húmero**	3.5 x 58 mm	Ramic - Tornillo de Bloqueo para Clavo Humeral 3.5 x 58 mm	
55423560	**Húmero**	3.5 x 60 mm	Ramic - Tornillo de Bloqueo para Clavo Humeral 3.5 x 60 mm	

BIOADVANCE Y OVERFIX son marcas registradas. Todos los derechos reservados.

SISTEMA DE CLAVOS ENDOMEDULARES | HÚMERO

CODIFICACIÓN

Consultar disponibilidad según país o región

CODIFICACIÓN DE TORNILLO DE BLOQUEO 4.0 Y TAPÓN FINAL

CÓDIGO	APLICACIÓN	DIMENSIONES	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	PRODUCTO
			Ramic - Tornillo de Bloqueo para Clavo Humeral 4.0	
55424018	Húmero	4.0 x 18 mm	Ramic - Tornillo de Bloqueo para Clavo Humeral 4.0 x 18 mm	 TORNILLO DE BLOQUEO 4.0 No. de Registro Sanitario 1936C2019 SSA
55424020	Húmero	4.0 x 20 mm	Ramic - Tornillo de Bloqueo para Clavo Humeral 4.0 x 20 mm	
55424022	Húmero	4.0 x 22 mm	Ramic - Tornillo de Bloqueo para Clavo Humeral 4.0 x 22 mm	
55424024	Húmero	4.0 x 24 mm	Ramic - Tornillo de Bloqueo para Clavo Humeral 4.0 x 24 mm	
55424026	Húmero	4.0 x 26 mm	Ramic - Tornillo de Bloqueo para Clavo Humeral 4.0 x 26 mm	
55424028	Húmero	4.0 x 28 mm	Ramic - Tornillo de Bloqueo para Clavo Humeral 4.0 x 28 mm	
55424030	Húmero	4.0 x 30 mm	Ramic - Tornillo de Bloqueo para Clavo Humeral 4.0 x 30 mm	
55424032	Húmero	4.0 x 32 mm	Ramic - Tornillo de Bloqueo para Clavo Humeral 4.0 x 32 mm	
55424034	Húmero	4.0 x 34 mm	Ramic - Tornillo de Bloqueo para Clavo Humeral 4.0 x 34 mm	
55424036	Húmero	4.0 x 36 mm	Ramic - Tornillo de Bloqueo para Clavo Humeral 4.0 x 36 mm	
55424038	Húmero	4.0 x 38 mm	Ramic - Tornillo de Bloqueo para Clavo Humeral 4.0 x 38 mm	
			Ramic - Tapón Final para Clavo de Húmero	
55430000	Húmero	0 mm largo	Ramic - Tapón Final para Clavo de Húmero 0 mm de largo	 TAPÓN FINAL No. de Registro Sanitario 1936C2019 SSA
55430002	Húmero	2 mm largo	Ramic - Tapón Final para Clavo de Húmero 2 mm de largo	
55430004	Húmero	4 mm largo	Ramic - Tapón Final para Clavo de Húmero 4 mm de largo	

BIOADVANCE Y OVERFIX son marcas registradas. Todos los derechos reservados.

SISTEMA DE CLAVOS ENDOMEDULARES | FEMUR PROXIMAL PARA INYECCIÓN DE CEMENTO

CODIFICACIÓN

Consultar disponibilidad según país o región

CODIFICACIÓN DE CLAVO ENDOMEDULAR

CÓDIGO	APLICACIÓN	DIMENSIONES	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	PRODUCTO
			Ramic - Clavo Endomedular para Fémur Proximal	
55309017	**Fémur**	9.0 x 170 mm	Ramic - Clavo Endomedular para Fémur Proximal 9.0 x 170 mm	
55309020	**Fémur**	9.0 x 200 mm	Ramic - Clavo Endomedular para Fémur Proximal 9.0 x 200 mm	
55309024	**Fémur**	9.0 x 240 mm	Ramic - Clavo Endomedular para Fémur Proximal 9.0 x 240 mm	
55301017	**Fémur**	10 x 170 mm	Ramic - Clavo Endomedular para Fémur Proximal 10 x 170 mm	
55301020	**Fémur**	10 x 200 mm	Ramic - Clavo Endomedular para Fémur Proximal 10 x 200 mm	
55301024	**Fémur**	10 x 240 mm	Ramic - Clavo Endomedular para Fémur Proximal 10 x 240 mm	
55301117	**Fémur**	11 x 170 mm	Ramic - Clavo Endomedular para Fémur Proximal 11 x 170 mm	
55301120	**Fémur**	11 x 200 mm	Ramic - Clavo Endomedular para Fémur Proximal 11 x 200 mm	
55301124	**Fémur**	11 x 240 mm	Ramic - Clavo Endomedular para Fémur Proximal 11 x 240 mm	
55301217	**Fémur**	12 x 170 mm	Ramic - Clavo Endomedular para Fémur Proximal 12 x 170 mm	
55301220	**Fémur**	12 x 200 mm	Ramic - Clavo Endomedular para Fémur Proximal 12 x 200 mm	
55301224	**Fémur**	12 x 240 mm	Ramic - Clavo Endomedular para Fémur Proximal 12 x 240 mm	

CLAVO ENDOMEDULAR
No. de Registro Sanitario
1936C2019 SSA

BIOADVANCE Y OVERFIX son marcas registradas. Todos los derechos reservados.

SISTEMA DE CLAVOS ENDOMEDULARES | FEMUR PROXIMAL PARA INYECCIÓN DE CEMENTO

CODIFICACIÓN

Consultar disponibilidad según país o región

CODIFICACIÓN DE CLAVO ENDOMEDULAR

CÓDIGO IZQ	CÓDIGO DER	APLICACIÓN	DIMENSIONES	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	PRODUCTO
				Ramic - Clavo Endomedular para Fémur Proximal	
55309029	55319029	**Fémur**	9.0 x 320 mm	Ramic - Clavo Endomedular para Fémur Proximal 9.0 x 320 mm	
55309032	55319032	**Fémur**	9.0 x 340 mm	Ramic - Clavo Endomedular para Fémur Proximal 9.0 x 340 mm	
55309035	55319035	**Fémur**	9.0 x 360 mm	Ramic - Clavo Endomedular para Fémur Proximal 9.0 x 360 mm	
55309038	55319038	**Fémur**	9.0 x 380 mm	Ramic - Clavo Endomedular para Fémur Proximal 9.0 x 380 mm	
55309041	55319041	**Fémur**	9.0 x 400 mm	Ramic - Clavo Endomedular para Fémur Proximal 9.0 x 400 mm	
55309044	55319044	**Fémur**	9.0 x 420 mm	Ramic - Clavo Endomedular para Fémur Proximal 9.0 x 420 mm	
55301032	55311032	**Fémur**	10 x 320 mm	Ramic - Clavo Endomedular para Fémur Proximal 10 x 320 mm	
55301034	55311034	**Fémur**	10 x 340 mm	Ramic - Clavo Endomedular para Fémur Proximal 10 x 340 mm	
55301036	55311036	**Fémur**	10 x 360 mm	Ramic - Clavo Endomedular para Fémur Proximal 10 x 360 mm	
55301038	55311038	**Fémur**	10 x 380 mm	Ramic - Clavo Endomedular para Fémur Proximal 10 x 380 mm	
55301040	55311040	**Fémur**	10 x 400 mm	Ramic - Clavo Endomedular para Fémur Proximal 10 x 400 mm	
55301042	55311042	**Fémur**	10 x 420 mm	Ramic - Clavo Endomedular para Fémur Proximal 10 x 420 mm	

CLAVO ENDOMEDULAR
No. de Registro Sanitario
1936C2019 SSA

BIOADVANCE Y OVERFIX son marcas registradas. Todos los derechos reservados.

SISTEMA DE CLAVOS ENDOMEDULARES | FEMUR PROXIMAL PARA INYECCIÓN DE CEMENTO

CODIFICACIÓN

Consultar disponibilidad según país o región

CODIFICACIÓN DE CLAVO ENDOMEDULAR

CÓDIGO IZQ	CÓDIGO DER	APLICACIÓN	DIMENSIONES	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	PRODUCTO
				Ramic - Clavo Endomedular para Fémur Proximal	
55301132	55311132	**Fémur**	11 x 320 mm	Ramic - Clavo Endomedular para Fémur Proximal 11 x 320 mm	
55301134	55311134	**Fémur**	11 x 340 mm	Ramic - Clavo Endomedular para Fémur Proximal 11 x 340 mm	
55301136	55311136	**Fémur**	11 x 360 mm	Ramic - Clavo Endomedular para Fémur Proximal 11 x 360 mm	
55301138	55311138	**Fémur**	11 x 380 mm	Ramic - Clavo Endomedular para Fémur Proximal 11 x 380 mm	
55301140	55311140	**Fémur**	11 x 400 mm	Ramic - Clavo Endomedular para Fémur Proximal 11 x 400 mm	
55301142	55311142	**Fémur**	11 x 420 mm	Ramic - Clavo Endomedular para Fémur Proximal 11 x 420 mm	
55301234	55311234	**Fémur**	12 x 340 mm	Ramic - Clavo Endomedular para Fémur Proximal 12 x 340 mm	
55301236	55311236	**Fémur**	12 x 360 mm	Ramic - Clavo Endomedular para Fémur Proximal 12 x 360 mm	
55301238	55311238	**Fémur**	12 x 380 mm	Ramic - Clavo Endomedular para Fémur Proximal 12 x 380 mm	
55301240	55311240	**Fémur**	12 x 400 mm	Ramic - Clavo Endomedular para Fémur Proximal 12 x 400 mm	
55301242	55311242	**Fémur**	12 x 420 mm	Ramic - Clavo Endomedular para Fémur Proximal 12 x 420 mm	

CLAVO ENDOMEDULAR
No. de Registro Sanitario
1936C2019 SSA

BIOADVANCE Y OVERFIX son marcas registradas. Todos los derechos reservados.

SISTEMA DE CLAVOS ENDOMEDULARES | FEMUR PROXIMAL PARA INYECCIÓN DE CEMENTO

CODIFICACIÓN

Consultar disponibilidad según país o región

CODIFICACIÓN DE TORNILLO DE BLOQUEO-A

CÓDIGO	APLICACIÓN	DIMENSIONES	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	PRODUCTO
			Ramic - Tornillo de Bloqueo A	
55030026	**Fémur**	5.0 x 26 mm	Ramic - Tornillo de Bloqueo A 5.0 x 26 mm	
55030028	**Fémur**	5.0 x 28 mm	Ramic - Tornillo de Bloqueo A 5.0 x 28 mm	
55030030	**Fémur**	5.0 x 30 mm	Ramic - Tornillo de Bloqueo A 5.0 x 30 mm	
55030032	**Fémur**	5.0 x 32 mm	Ramic - Tornillo de Bloqueo A 5.0 x 32 mm	
55030034	**Fémur**	5.0 x 34 mm	Ramic - Tornillo de Bloqueo A 5.0 x 34 mm	
55030036	**Fémur**	5.0 x 36 mm	Ramic - Tornillo de Bloqueo A 5.0 x 36 mm	
55030038	**Fémur**	5.0 x 38 mm	Ramic - Tornillo de Bloqueo A 5.0 x 38 mm	
55030040	**Fémur**	5.0 x 40 mm	Ramic - Tornillo de Bloqueo A 5.0 x 40 mm	
55030042	**Fémur**	5.0 x 42 mm	Ramic - Tornillo de Bloqueo A 5.0 x 42 mm	
55030044	**Fémur**	5.0 x 44 mm	Ramic - Tornillo de Bloqueo A 5.0 x 44 mm	
55030046	**Fémur**	5.0 x 46 mm	Ramic - Tornillo de Bloqueo A 5.0 x 46 mm	
55030048	**Fémur**	5.0 x 48 mm	Ramic - Tornillo de Bloqueo A 5.0 x 48 mm	
55030050	**Fémur**	5.0 x 50 mm	Ramic - Tornillo de Bloqueo A 5.0 x 50 mm	
55030052	**Fémur**	5.0 x 52 mm	Ramic - Tornillo de Bloqueo A 5.0 x 52 mm	

TORNILLO DE BLOQUEO-A
No. de Registro Sanitario 1936C2019 SSA

BIOADVANCE Y OVERFIX son marcas registradas. Todos los derechos reservados.

SISTEMA DE CLAVOS ENDOMEDULARES | FEMUR PROXIMAL PARA INYECCIÓN DE CEMENTO

CODIFICACIÓN

Consultar disponibilidad según país o región

CODIFICACIÓN DE TORNILLO DE BLOQUEO-A

CÓDIGO	APLICACIÓN	DIMENSIONES	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	PRODUCTO
			Ramic - Tornillo de Bloqueo A	
55030054	**Fémur**	5.0 x 54 mm	Ramic - Tornillo de Bloqueo A 5.0 x 54 mm	
55030056	**Fémur**	5.0 x 56 mm	Ramic - Tornillo de Bloqueo A 5.0 x 56 mm	
55030058	**Fémur**	5.0 x 58 mm	Ramic - Tornillo de Bloqueo A 5.0 x 58 mm	
55030060	**Fémur**	5.0 x 60 mm	Ramic - Tornillo de Bloqueo A 5.0 x 60 mm	
55030062	**Fémur**	5.0 x 62 mm	Ramic - Tornillo de Bloqueo A 5.0 x 62 mm	
55030064	**Fémur**	5.0 x 64 mm	Ramic - Tornillo de Bloqueo A 5.0 x 64 mm	
55030066	**Fémur**	5.0 x 66 mm	Ramic - Tornillo de Bloqueo A 5.0 x 66 mm	
55030068	**Fémur**	5.0 x 68 mm	Ramic - Tornillo de Bloqueo A 5.0 x 68 mm	
55030070	**Fémur**	5.0 x 70 mm	Ramic - Tornillo de Bloqueo A 5.0 x 70 mm	
55030072	**Fémur**	5.0 x 72 mm	Ramic - Tornillo de Bloqueo A 5.0 x 72 mm	
55030074	**Fémur**	5.0 x 74 mm	Ramic - Tornillo de Bloqueo A 5.0 x 74 mm	
55030076	**Fémur**	5.0 x 76 mm	Ramic - Tornillo de Bloqueo A 5.0 x 76 mm	
55030078	**Fémur**	5.0 x 78 mm	Ramic - Tornillo de Bloqueo A 5.0 x 78 mm	
55030080	**Fémur**	5.0 x 80 mm	Ramic - Tornillo de Bloqueo A 5.0 x 80 mm	

TORNILLO DE BLOQUEO-A
No. de Registro Sanitario 1936C2019 SSA

BIOADVANCE Y OVERFIX son marcas registradas. Todos los derechos reservados.

SISTEMA DE CLAVOS ENDOMEDULARES | FEMUR PROXIMAL PARA INYECCIÓN DE CEMENTO

CODIFICACIÓN

Consultar disponibilidad según país o región

CODIFICACIÓN DE TORNILLO DE COMPRESIÓN-A PERFORADO

CÓDIGO	APLICACIÓN	DIMENSIONES	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	PRODUCTO
			Ramic - Tornillo de Compresión de Cadera Perforado A	
55329070	**Fémur**	70 mm largo	Ramic - Tornillo de Compresión de Cadera Perforado A 70 mm de largo	 **TORNILLO DE COMPRESIÓN-A PERFORADO** **No. de Registro Sanitario 1936C2019 SSA**
55329075	**Fémur**	75 mm largo	Ramic - Tornillo de Compresión de Cadera Perforado A 75 mm de largo	
55329080	**Fémur**	80 mm largo	Ramic - Tornillo de Compresión de Cadera Perforado A 80 mm de largo	
55329085	**Fémur**	85 mm largo	Ramic - Tornillo de Compresión de Cadera Perforado A 85 mm de largo	
55329090	**Fémur**	90 mm largo	Ramic - Tornillo de Compresión de Cadera Perforado A 90 mm de largo	
55329095	**Fémur**	95 mm largo	Ramic - Tornillo de Compresión de Cadera Perforado A 95 mm de largo	
55329100	**Fémur**	100 mm largo	Ramic - Tornillo de Compresión de Cadera Perforado A 100 mm de largo	
55329105	**Fémur**	105 mm largo	Ramic - Tornillo de Compresión de Cadera Perforado A 105 mm de largo	
55329110	**Fémur**	110 mm largo	Ramic - Tornillo de Compresión de Cadera Perforado A 110 mm de largo	
55329115	**Fémur**	115 mm largo	Ramic - Tornillo de Compresión de Cadera Perforado A 115 mm de largo	
55329120	**Fémur**	120 mm largo	Ramic - Tornillo de Compresión de Cadera Perforado A 120 mm de largo	
55329125	**Fémur**	125 mm largo	Ramic - Tornillo de Compresión de Cadera Perforado A 125 mm de largo	

BIOADVANCE Y OVERFIX son marcas registradas. Todos los derechos reservados.

SISTEMA DE CLAVOS ENDOMEDULARES | FÉMUR PROXIMAL

CODIFICACIÓN

Consultar disponibilidad según país o región

CODIFICACIÓN DE INSTRUMENTAL PARA TORNILLO DE COMPRESIÓN-A PERFORADO Y TAPÓN FINAL

CÓDIGO	APLICACIÓN	DIMENSIONES	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	PRODUCTO
			Guía para cemento óseo	
13031027	Fémur	.	Guía para cemento óseo	 CANAL PARA CEMENTO ÓSEO No. de Registro Sanitario 1936C2019 SSA
			Cánula con Apertura Lateral	
S71851506	Fémur	.	Cánula con Apertura Lateral	 TAPÓN FINAL No. de Registro Sanitario 1936C2019 SSA
			Ramic - Tapón Final para Clavo Femoral Proximal	
55350000	Fémur	0 mm largo	Ramic - Tapón Final para Clavo Femoral Proximal 0 mm de largo	 TAPÓN FINAL No. de Registro Sanitario 1936C2019 SSA
55350005	Fémur	5 mm largo	Ramic - Tapón Final para Clavo Femoral Proximal 5 mm de largo	
55350010	Fémur	10 mm largo	Ramic - Tapón Final para Clavo Femoral Proximal 10 mm de largo	
55350015	Fémur	15 mm largo	Ramic - Tapón Final para Clavo Femoral Proximal 15 mm de largo	

BIOADVANCE Y OVERFIX son marcas registradas. Todos los derechos reservados.

SISTEMA DE CLAVOS ENDOMEDULARES | CLAVO ELÁSTICO

CODIFICACIÓN

Consultar disponibilidad según país o región

CODIFICACIÓN DE CLAVO ENDOMEDULAR

CÓDIGO	APLICACIÓN	DIMENSIONES	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	PRODUCTO
			Ramic - Clavo Endomedular Elástico	
56211530	Clavícula Antebrazo Húmero	1.5 x 300 mm	Ramic - Clavo Endomedular Elástico 1.5 x 300 mm	 CLAVO ENDOMEDULAR No. de Registro Sanitario 1936C2019 SSA
56212044	Clavícula Antebrazo Húmero	2 x 440 mm	Ramic - Clavo Endomedular Elástico 2 x 440 mm	
56212544	Clavícula Antebrazo Húmero	2.5 x 440 mm	Ramic - Clavo Endomedular Elástico 2.5 x 440 mm	
56213044	Clavícula Antebrazo Húmero	3 x 440 mm	Ramic - Clavo Endomedular Elástico 3 x 440 mm	
56213544	Clavícula Antebrazo Húmero	3.5 x 440 mm	Ramic - Clavo Endomedular Elástico 3.5 x 440 mm	
56214044	Clavícula Antebrazo Húmero	4 x 440 mm	Ramic - Clavo Endomedular Elástico 4 x 440 mm	
			Ramic - Tapón Final para Clavo Elástico	
56220000	Clavícula Antebrazo Húmero	3.0-4.0 mm largo	Ramic - Tapón Final para Clavo Elástico de 3.0-4.0 mm de largo	 TAPÓN FINAL No. de Registro Sanitario 2479-5
56230000	Clavícula Antebrazo Húmero	1.5-2.5 mm largo	Ramic - Tapón Final para Clavo Elástico de 1.5-2.5 mm de largo	
			Overfix - Clavos TEN flexibles	
10604-540	Clavícula Antebrazo Húmero	2.0 x 440 mm	Overfix - Clavos TEN flexibles 2.0 x 440 mm	 CLAVO PEDIÁTRICO TEN FLEXIBLE No. de Registro Sanitario 2479-5
10604-640	Clavícula Antebrazo Húmero	2.5 x 440 mm	Overfix - Clavos TEN flexibles 2.5 x 440 mm	
10604-740	Clavícula Antebrazo Húmero	3.0 x 440 mm	Overfix - Clavos TEN flexibles 3.0 x 440 mm	
10604-840	Clavícula Antebrazo Húmero	3.5 x 440 mm	Overfix - Clavos TEN flexibles 3.5 x 440 mm	
10604-940	Clavícula Antebrazo Húmero	4.0 x 440 mm	Overfix - Clavos TEN flexibles 4.0 x 440 mm	

BIOADVANCE Y OVERFIX son marcas registradas. Todos los derechos reservados.

SISTEMA DE CLAVOS ENDOMEDULARES | ARTRODESIS DE TOBILLO

CODIFICACIÓN

Consultar disponibilidad según país o región

CODIFICACIÓN DE CLAVO PARA ARTRODESIS DE TOBILLO

CÓDIGO IZQ	CÓDIGO DER	APLICACIÓN	DIMENSIONES	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	PRODUCTO
				Ramic - Clavo Endomedular para Artrodesis de Tobillo	
56409014	56419014	**Tobillo**	9 x 140 mm	Ramic - Clavo Endomedular para Artrodesis de Tobillo 9 x 140 mm	
56409015	56419015	**Tobillo**	9 x 150 mm	Ramic - Clavo Endomedular para Artrodesis de Tobillo 9 x 150 mm	
56409016	56419016	**Tobillo**	9 x 160 mm	Ramic - Clavo Endomedular para Artrodesis de Tobillo 9 x 160 mm	
56409018	56419018	**Tobillo**	9 x 180 mm	Ramic - Clavo Endomedular para Artrodesis de Tobillo 9 x 180 mm	
56409024	56419024	**Tobillo**	9 x 240 mm	Ramic - Clavo Endomedular para Artrodesis de Tobillo 9 x 240 mm	
56409030	56419030	**Tobillo**	9 x 300 mm	Ramic - Clavo Endomedular para Artrodesis de Tobillo 9 x 300 mm	
56400014	56410014	**Tobillo**	10 x 140 mm	Ramic - Clavo Endomedular para Artrodesis de Tobillo 10 x 140 mm	
56400015	56410015	**Tobillo**	10 x 150 mm	Ramic - Clavo Endomedular para Artrodesis de Tobillo 10 x 150 mm	
56400016	56410016	**Tobillo**	10 x 160 mm	Ramic - Clavo Endomedular para Artrodesis de Tobillo 10 x 160 mm	
56400018	56410018	**Tobillo**	10 x 180 mm	Ramic - Clavo Endomedular para Artrodesis de Tobillo 10 x 180 mm	
56400024	56410024	**Tobillo**	10 x 240 mm	Ramic - Clavo Endomedular para Artrodesis de Tobillo 10 x 240 mm	
56400030	56410030	**Tobillo**	10 x 300 mm	Ramic - Clavo Endomedular para Artrodesis de Tobillo 10 x 300 mm	

CLAVO PARA ARTRODESIS DE TOBILLO
No. de Registro Sanitario 1936C2019 SSA

BIOADVANCE Y OVERFIX son marcas registradas. Todos los derechos reservados.

SISTEMA DE CLAVOS ENDOMEDULARES | ARTRODESIS DE TOBILLO

CODIFICACIÓN

Consultar disponibilidad según país o región

CODIFICACIÓN DE CLAVO PARA ARTRODESIS DE TOBILLO

CÓDIGO IZQ	CÓDIGO DER	APLICACIÓN	DIMENSIONES	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	PRODUCTO
				Ramic - Clavo Endomedular para Artrodesis de Tobillo	
56401014	56411014	**Tobillo**	11 x 140 mm	Ramic - Clavo Endomedular para Artrodesis de Tobillo 11 x 140 mm	
56401015	56411015	**Tobillo**	11 x 150 mm	Ramic - Clavo Endomedular para Artrodesis de Tobillo 11 x 150 mm	
56401016	56411016	**Tobillo**	11 x 160 mm	Ramic - Clavo Endomedular para Artrodesis de Tobillo 11 x 160 mm	
56401018	56411018	**Tobillo**	11 x 180 mm	Ramic - Clavo Endomedular para Artrodesis de Tobillo 11 x 180 mm	
56401024	56411024	**Tobillo**	11 x 240 mm	Ramic - Clavo Endomedular para Artrodesis de Tobillo 11 x 240 mm	
56401030	56411030	**Tobillo**	11 x 300 mm	Ramic - Clavo Endomedular para Artrodesis de Tobillo 11 x 300 mm	
56402014	56412014	**Tobillo**	12 x 140 mm	Ramic - Clavo Endomedular para Artrodesis de Tobillo 12 x 140 mm	
56402015	56412015	**Tobillo**	12 x 150 mm	Ramic - Clavo Endomedular para Artrodesis de Tobillo 12 x 150 mm	
56402016	56412016	**Tobillo**	12 x 160 mm	Ramic - Clavo Endomedular para Artrodesis de Tobillo 12 x 160 mm	
56402018	56412018	**Tobillo**	12 x 180 mm	Ramic - Clavo Endomedular para Artrodesis de Tobillo 12 x 180 mm	
56402024	56412024	**Tobillo**	12 x 240 mm	Ramic - Clavo Endomedular para Artrodesis de Tobillo 12 x 240 mm	
56402030	56412030	**Tobillo**	12 x 300 mm	Ramic - Clavo Endomedular para Artrodesis de Tobillo 12 x 300 mm	

CLAVO PARA ARTRODESIS DE TOBILLO
No. de Registro Sanitario 1936C2019 SSA

BIOADVANCE Y OVERFIX son marcas registradas. Todos los derechos reservados.

SISTEMA DE CLAVOS ENDOMEDULARES | ARTRODESIS DE TOBILLO

CODIFICACIÓN

Consultar disponibilidad según país o región

CODIFICACIÓN DE TORNILLO DE BLOQUEO

CÓDIGO	APLICACIÓN	DIMENSIONES	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	PRODUCTO
			Tornillo de Bloqueo para Clavo de Artrodesis de Tobillo	
56425026	**Tobillo**	5 x 26 mm	Ramic - Tornillo de Bloqueo para Clavo de Artrodesis de Tobillo 5 x 26 mm	 **ARTRODESIS DE TOBILLO** **No. de Registro Sanitario 1936C2019 SSA**
56425028	**Tobillo**	5 x 28 mm	Ramic - Tornillo de Bloqueo para Clavo de Artrodesis de Tobillo 5 x 28 mm	
56425030	**Tobillo**	5 x 30 mm	Ramic - Tornillo de Bloqueo para Clavo de Artrodesis de Tobillo 5 x 30 mm	
56425032	**Tobillo**	5 x 32 mm	Ramic - Tornillo de Bloqueo para Clavo de Artrodesis de Tobillo 5 x 32 mm	
56425034	**Tobillo**	5 x 34 mm	Ramic - Tornillo de Bloqueo para Clavo de Artrodesis de Tobillo 5 x 34 mm	
56425036	**Tobillo**	5 x 36 mm	Ramic - Tornillo de Bloqueo para Clavo de Artrodesis de Tobillo 5 x 36 mm	
56425038	**Tobillo**	5 x 38 mm	Ramic - Tornillo de Bloqueo para Clavo de Artrodesis de Tobillo 5 x 38 mm	
56425040	**Tobillo**	5 x 40 mm	Ramic - Tornillo de Bloqueo para Clavo de Artrodesis de Tobillo 5 x 40 mm	
56425042	**Tobillo**	5 x 42 mm	Ramic - Tornillo de Bloqueo para Clavo de Artrodesis de Tobillo 5 x 42 mm	
56425044	**Tobillo**	5 x 44 mm	Ramic - Tornillo de Bloqueo para Clavo de Artrodesis de Tobillo 5 x 44 mm	
56425046	**Tobillo**	5 x 46 mm	Ramic - Tornillo de Bloqueo para Clavo de Artrodesis de Tobillo 5 x 46 mm	
56425048	**Tobillo**	5 x 48 mm	Ramic - Tornillo de Bloqueo para Clavo de Artrodesis de Tobillo 5 x 48 mm	
56425050	**Tobillo**	5 x 50 mm	Ramic - Tornillo de Bloqueo para Clavo de Artrodesis de Tobillo 5 x 50 mm	
56425052	**Tobillo**	5 x 52 mm	Ramic - Tornillo de Bloqueo para Clavo de Artrodesis de Tobillo 5 x 52 mm	

BIOADVANCE Y OVERFIX son marcas registradas. Todos los derechos reservados.

SISTEMA DE CLAVOS ENDOMEDULARES | ARTRODESIS DE TOBILLO

CODIFICACIÓN

Consultar disponibilidad según país o región

CODIFICACIÓN DE TORNILLO DE BLOQUEO Y TAPÓN FINAL

CÓDIGO	APLICACIÓN	DIMENSIONES	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	PRODUCTO
			Tornillo de Bloqueo para Clavo de Artrodesis de Tobillo	
56425054	Tobillo	5 x 54 mm	Ramic - Tornillo de Bloqueo para Clavo de Artrodesis de Tobillo 5 x 54 mm	 ARTRODESIS DE TOBILLO No. de Registro Sanitario 1936C2019 SSA
56425056	Tobillo	5 x 56 mm	Ramic - Tornillo de Bloqueo para Clavo de Artrodesis de Tobillo 5 x 56 mm	
56425058	Tobillo	5 x 58 mm	Ramic - Tornillo de Bloqueo para Clavo de Artrodesis de Tobillo 5 x 58 mm	
56425060	Tobillo	5 x 60 mm	Ramic - Tornillo de Bloqueo para Clavo de Artrodesis de Tobillo 5 x 60 mm	
56425064	Tobillo	5 x 64 mm	Ramic - Tornillo de Bloqueo para Clavo de Artrodesis de Tobillo 5 x 64 mm	
56425068	Tobillo	5 x 68 mm	Ramic - Tornillo de Bloqueo para Clavo de Artrodesis de Tobillo 5 x 68 mm	
56425072	Tobillo	5 x 72 mm	Ramic - Tornillo de Bloqueo para Clavo de Artrodesis de Tobillo 5 x 72 mm	
56425076	Tobillo	5 x 76 mm	Ramic - Tornillo de Bloqueo para Clavo de Artrodesis de Tobillo 5 x 76 mm	
56425080	Tobillo	5 x 80 mm	Ramic - Tornillo de Bloqueo para Clavo de Artrodesis de Tobillo 5 x 80 mm	
56425085	Tobillo	5 x 85 mm	Ramic - Tornillo de Bloqueo para Clavo de Artrodesis de Tobillo 5 x 85 mm	
56425090	Tobillo	5 x 90 mm	Ramic - Tornillo de Bloqueo para Clavo de Artrodesis de Tobillo 5 x 90 mm	
56425095	Tobillo	5 x 95 mm	Ramic - Tornillo de Bloqueo para Clavo de Artrodesis de Tobillo 5 x 95 mm	
56425100	Tobillo	5 x 100 mm	Ramic - Tornillo de Bloqueo para Clavo de Artrodesis de Tobillo 5 x 100 mm	
			Ramic - Tapón Final para Clavo de Artrodesis de Tobillo	
56430000	Tobillo	.	Ramic - Tapón Final para Clavo de Artrodesis de Tobillo	 TAPÓN FINAL No. de Registro Sanitario 1936C2019 SSA

BIOADVANCE Y OVERFIX son marcas registradas. Todos los derechos reservados.

DISPOSITIVOS MÉDICOS

bioadvance®

LATAM

OVERFIX

TRAUMA

AK MEDICAL
REPRESENTANTE EXCLUSIVO

jri Orthopaedics

OVERFIX® TRAUMA

OVERFIX® SPINE

OVERFIX® SPORTS MEDICINE

OVERFIX® POWER TOOLS



CERTIFIED ISO 13485

COFEPRIS
COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS

AGEMED
AGENCIA ESTATAL DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍA EN SALUD

anmat
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica

Instituto de Salud Pública
Ministerio de Salud

bioadvancelatam.com