OVERFIX®

SPORTS MEDICINE — by Delta



FASTABLE™ TITANIUM SUTURE ANCHOR

ANCLA DE FIJACIÓN DE TITANIO CON O SIN AGUJA | TITANIUM SUTURE ANCHOR OVERFIX

FASTABLE™ TITANIUM SUTURE ANCHOR

Ancla de Titanio con Aguja | Ancla de Titanio sin Aguja

Diseñada para usarse en la fijación de tejidos blandos al hueso en hombro, rodilla, pie, tobillo, mano, muñeca, codo y cadera. El mango hexagonal permite una sencilla inserción.
El ancla viene precargada con sutura UHS Fiber para asegurar una excelente fuerza de fijación y estabilidad para cirugía artroscópica o técnicas de mini-open.



SOLIDEZ

El ancla X-Lock de PEEK provee excelente fuerza de fijación y estabilidad para cirugía artroscópica o técnicas de mini-open.

MATERIAL

El ancla es de material no absorbible para evitar la reacción adversa en tejidos blandos.



PERFIL

La rosca total en el cuerpo del ancla provee una excelente fuerza de Pull-Out y fijación estable para hueso cortical y esponjoso. El diseño autorroscante permite una técnica de inserción fácil y rápida.

APLICACIÓN

En conjunto con las anclas i-Lock sin nudos, X-Lock se puede utilizar para la técnica de doble fila.









FASTABLE™ TITANIUM SUTURE ANCHOR

CODIFICACIÓN

CODIFICACIÓN DE ANCLA FASTABLE

CÓDIGO	APLICACIÓN	DIMENSIONES	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	PRODUCTO
			Familia Fastable Titanium Suture Anchor | Sin Aguja	
91-7901-200-41	**Hombro Rodilla Tobillo**	2.0 x 4mm	Ancla de Titanio con Sutura, 2.0 x 4 mm, con Sutura Ultra Resistente #0, 900mm, Blanca	  **No. de Registro Sanitario 0867C2025 SSA**
91-7902-291-22	**Hombro Rodilla Tobillo**	2.9 x 12 mm	Ancla de Titanio con Sutura, 2.9 x 12 mm, con Sutura Ultra Resistente #2, 1200mm, Blanca	
91-7902-351-32	**Hombro Rodilla Tobillo**	3.5 x 13 mm	Ancla de Titanio con Sutura, 3.5 x 13 mm, con 2 Suturas Ultra Resistentes #2, 1000mm, Blanca y Blanca-Azul	
91-7903-501-63	**Hombro Rodilla Tobillo**	5.0 x 16 mm	Ancla de Titanio con Sutura, 5.0 x 16 mm, con 2 Suturas Ultra Resistentes #2, 1000mm, Blanca y Blanca-Azul	
			Familia Fastable Titanium Suture Anchor | Con Aguja	
91-7904-200-41	**Hombro Rodilla Tobillo**	2.0 x 4 mm	Ancla de Titanio con Sutura, 2.0x4mm, con Sutura Ultra Resistente #0, 900mm, Blanca, con Aguja Ø arco 8x12mm	  **No. de Registro Sanitario 0867C2025 SSA**
91-7904-291-21	**Hombro Rodilla Tobillo**	2.9 x 12 mm	Ancla de Titanio con Sutura, 2.9x12mm, con Sutura Ultra Resistente #2, 1000mm, Blanca-Azul, con Aguja Ø arco 11x17mm	
91-7904-351-32	**Hombro Rodilla Tobillo**	3.5 x 13 mm	Ancla de Titanio con Sutura, 3.5x13mm, con 2 Suturas Ultra Resistentes #2, 1000mm, Blanca y Blanca-Azul, con Agujas Ø arco 11x17mm	
91-7904-501-62	**Hombro Rodilla Tobillo**	5.0 x 16 mm	Ancla de Titanio con Sutura, 5.0x16mm, con 2 Suturas Ultra Resistentes #2, 1000mm, Blanca y Blanca-Azul, con Agujas Ø arco 11x17mm	

BIOADVANCE Y OVERFIX son marcas registradas. Todos los derechos reservados.

DISPOSITIVOS MÉDICOS

bioadvance®

LATAM

OVERFIX®

SPORTS MEDICINE — by Delta

AK MEDICAL REPRESENTANTE EXCLUSIVO · jri Ortopedia · OVERFIX® TRAUMA · OVERFIX+ · OVERFIX® SPORTS MEDICINE · OVERFIX® POWER TOOLS



CHAMBER MEXICO CHINA · CERTIFIED ISO 13485 · CE · FDA · TÜV

COFEPRIS COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS · AGEMED · anmat Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica · Instituto de Salud Pública Ministerio de Salud

bioadvancelatam.com