OVERFIX®

SPORTS MEDICINE — by Delta



FIX BUTTON® PLACA DE TITANIO

TÉCNICA QUIRÚRGICA

BOTONES DE ALEACIÓN DE TITANIO CON O SIN SUTURA PARA FIJACIÓN | FIXBUTTON OVERFIX

FIX BUTTON® BOTONES DE ALEACIÓN DE TITANIO

CARACTERÍSTICAS



SUTURA PRECARGADA

Precargado con dos suturas de #5 UHS Fiber para sutura de carga, conducción y volteo.
Proporciona un procedimiento fácil y eficiente

LIBRE PARA AJUSTAR

El lazo ajustable está disponible para la fijación cortical.



FIBRA UHMWPE

El lazo continuo de ultra alto peso molecular de polietileno (UHMWPE) proporciona superior resistencia, rigidez y distribución de la carga.

MÁS OPCIONES


La longitud del lazo varía de 15mm a 60mm, adecuado para hueso y fijación de tejidos blandos en muchas indicaciones, por ejemplo, reconstruc- ción LCA/LCP, articulación AC.













FIX BUTTON® BOTONES DE ALEACIÓN DE TITANIO

CODIFICACIÓN

Consultar disponibilidad según país o región

CODIFICACIÓN DE FIXBUTTON CON LOOP

CÓDIGO	APLICACIÓN	DIMENSIONES	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	PRODUCTO
			FixButton | Loop Ajustable	
91-9902-000-50	**Rodilla**	Ajustable	FixButton con Loop Ajustable, 12x1.5x3.2mm, con Dos Suturas Ultra Resistentes #5, Blanca y Blanca-Azul	
91-9902-000-51	**Rodilla**	Ajustable	FixButton con Loop Ajustable, 12x1.5x4mm, con Dos Suturas Ultra Resistentes #5, Blanca y Blanca-Azul	
91-9902-000-52	**Rodilla**	Ajustable	FixButton con Loop Reforzado Ajustable 12x1.5x4mm, con Dos Suturas Ultra Resistentes #5, Blanca y Blanca-Azul	
				No. de Registro Sanitario 1073C2025 SSA
			FixButton | Loop Fijo	
91-9904-150-51	**Rodilla**	15 mm	FixButton con Loop Fijo, 15mm, 12x1.5x4mm, con Dos Suturas Ultra Resistentes #5, Blanca y Blanca-Azul FBIII	
91-9904-200-51	**Rodilla**	20 mm	FixButton con Loop Fijo, 20mm, 12x1.5x4mm, con Dos Suturas Ultra Resistentes #5, Blanca y Blanca-Azul FBIII	
91-9904-250-51	**Rodilla**	25 mm	FixButton con Loop Fijo, 25mm, 12x1.5x4mm, con Dos Suturas Ultra Resistentes #5, Blanca y Blanca-Azul FBIII	
91-9904-300-51	**Rodilla**	30 mm	FixButton con Loop Fijo, 30mm, 12x1.5x4mm, con Dos Suturas Ultra Resistentes #5, Blanca y Blanca-Azul FBIII	
91-9904-350-51	**Rodilla**	35 mm	FixButton con Loop Fijo, 35mm, 12x1.5x4mm, con Dos Suturas Ultra Resistentes #5, Blanca y Blanca-Azul FBIII	**No. de Registro Sanitario 1073C2025 SSA**
91-9904-400-51	**Rodilla**	40 mm	FixButton con Loop Fijo, 40mm, 12x1.5x4mm, con Dos Suturas Ultra Resistentes #5, Blanca y Blanca-Azul FBIII	
91-9904-450-51	**Rodilla**	45 mm	FixButton con Loop Fijo, 45mm, 12x1.5x4mm, con Dos Suturas Ultra Resistentes #5, Blanca y Blanca-Azul FBIII	
91-9904-500-51	**Rodilla**	50 mm	FixButton con Loop Fijo, 50mm, 12x1.5x4mm, con Dos Suturas Ultra Resistentes #5, Blanca y Blanca-Azul FBIII	
91-9904-550-51	**Rodilla**	55 mm	FixButton con Loop Fijo, 55mm, 12x1.5x4mm, con Dos Suturas Ultra Resistentes #5, Blanca y Blanca-Azul FBIII	
91-9904-600-51	**Rodilla**	60 mm	FixButton con Loop Fijo, 60mm, 12x1.5x4mm, con Dos Suturas Ultra Resistentes #5, Blanca y Blanca-Azul FBIII	

BIOADVANCE Y OVERFIX son marcas registradas. Todos los derechos reservados.

FIX BUTTON® BOTONES DE ALEACIÓN DE TITANIO

CODIFICACIÓN

Consultar disponibilidad según país o región

CODIFICACIÓN DE BOTONES

CÓDIGO	APLICACIÓN	DIMENSIONES	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	PRODUCTO
			Botón Redondo	
91-9905-000-03	**Peroné**	Ø 10.0 mm	Botón de Titanio, Ø 10.0mm	 **No. de Registro Sanitario 1073C2025 SSA**
91-9905-000-05	**Tibia**	Ø 11.0mm	Botón Redondo Abierto para Tibia de Titanio, Ø 11.0mm	
91-9905-000-07	**Fibula**	Ø 6.5 mm	Botón Redondo para Fíbula de Titanio, Ø 6.5mm	
91-9905-000-08	**Fibula**	Ø 10.0 mm	Botón Redondo para Fíbula de Titanio, Ø 10.0mm	
			Botón AC Mariposa	
91-9905-000-18	**Hombro**	8.0 x 10.0 mm	Botón AC Mariposa de Titanio, 8.0 x 10.0mm	 **No. de Registro Sanitario 1073C2025 SSA**
91-9905-000-19	**Hombro**	10.0 x 14.0 mm	Botón AC Mariposa de Titanio, 10.0 x 14.0mm	
91-9905-000-21	**Tibia**	10.0 x 14.0 mm	Botón Mariposa para Tibia de Titanio, 10.0 x 14.0mm	
			Botón Cuadrado	
91-9905-000-27	**Tibia**	8.0 x 11.5 mm	Botón Cuadrado para Tibia de Titanio, 8.0 x 11.5mm	 **No. de Registro Sanitario 1073C2025 SSA**
			Botón de Revisión	
91-9905-000-28	**Rodilla**	5.5 x 20.0 mm	Botón de Revisión, 5.5 x 20.0mm	 **No. de Registro Sanitario 1073C2025 SSA**
			Botón Oblongo	
91-9905-000-37	**Hombro Rodilla**	3.2 x 12.0 mm	Botón Oblongo de Carga Rápida de Titanio, 3.2x12.0mm	 **No. de Registro Sanitario 1073C2025 SSA**

BIOADVANCE Y OVERFIX son marcas registradas. Todos los derechos reservados.

FIX BUTTON® BOTONES DE ALEACIÓN DE TITANIO

CODIFICACIÓN

Consultar disponibilidad según país o región

CODIFICACIÓN DE KITS DE REPARACIÓN

CÓDIGO	APLICACIÓN	DIMENSIONES	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	PRODUCTO
			Kit de Reparación Acromioclavicular	
91-4700-000-02	**Hombro**	Ajustable	Kit de reparación AC	 **No. de Registro Sanitario 1073C2025 SSA**
			Kit de Reparación de Sindesmosis	
91-9906-000-10	**Tobillo**	Ajustable	Kit de reparación de sindesmosis	 **No. de Registro Sanitario 1073C2025 SSA**

BIOADVANCE Y OVERFIX son marcas registradas. Todos los derechos reservados.

DISPOSITIVOS MÉDICOS

bioadvance®

LATAM

OVERFIX®

SPORTS MEDICINE — by Delta

AK MEDICAL
REPRESENTANTE EXCLUSIVO

jri Ortopedics

OVERFIX® TRAUMA

OVERFIX® SPINE

OVERFIX® SPORTS MEDICINE

OVERFIX® POWER TOOLS



CHAMBER MEXICO CHINA

CERTIFIED ISO 13485

CE

FDA

TÜV

COFEPRIS
COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS

AGEMED

anmat
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica

Instituto de Salud Pública
Ministerio de Salud

bioadvancelatam.com