DISPOSITIVOS MÉDICOS

bioadvance®

LATAM



FURLONG EVOLUTION® PLUS

Jri Orthopaedics

CATÁLOGO

PRÓTESIS TOTAL DE CADERA PRIMARIA

VÁSTAGO FURLONG EVOLUTION® PLUS

FUNDAMENTOS DEL DISEÑO

PROGRESIÓN PROBADA

El Vástago Evolution® se ha diseñado para coincidir con el calcar medial. Seleccione el tamaño de vástago que consiga el mejor ajuste cortical mediolateral y garantice una correcta sujeción entre el implante y la cortical femoral en el calcar medial.

RENDIMIENTO CONFIABLE

Longevidad clínica

Respaldado por más de 10 años de éxito clínico de Furlong Evolution® que demostró un riesgo de revisión un 41,4 % menor en todos los grupos de edad[2].

Confianza quirúrgica

La extensión distal, diseñada de forma inteligente, guía el implante hasta su posición, lo que agiliza la colocación y permite a los cirujanos trabajar con mayor facilidad, confianza y control.

Restauración sin restricciones

A diferencia de los diseños convencionales, en los que el offset varía según el tamaño, Furlong Evolution® Plus mantiene un offset constante a lo largo de su ángulo cérvico-diafisario, lo que preserva la biomecánica y simplifica la planificación intraoperatoria.

AJUSTE PERFECTO

El vástago Furlong Evolution® Plus está disponible en 12 tamaños (6-17), con opciones tanto de offset estándar como extendido, lo que ofrece una versatilidad adaptada a una amplia variedad de anatomías de los pacientes. La parte proximal aumenta tanto en las dimensiones anteroposterior como mediolateral para garantizar un ajuste metafisario seguro. La longitud distal del vástago aumenta progresivamente a lo largo de la gama de tamaños para mantener la proporcionalidad anatómica y garantizar una fijación predecible, ofreciendo una gama de longitudes totales del vástago de 100 mm a 124 mm.




BIOADVANCE Y JRI son marcas registradas. Todos los derechos reservados.

VÁSTAGO FURLONG EVOLUTION® PLUS


FUNDAMENTOS DEL DISEÑO

PREPARACIÓN OPTIMIZADA

Diseñados en colaboración con cirujanos, nuestras raspas de precisión presentan un patrón de compactación anteroposterior y extracción ósea lateral. Esta combinación única preserva el stock óseo vital al tiempo que crea una interfaz optimizada para un ajuste seguro del implante y una fijación a largo plazo.







BIOADVANCE Y JRI son marcas registradas. Todos los derechos reservados.

VÁSTAGO FURLONG EVOLUTION® PLUS

CODIFICACIÓN

Consultar disponibilidad según país o región

CODIFICACIÓN DE VÁSTAGO FEMORAL FURLONG EVOLUTION PLUS

CÓDIGO	DIMENSIONES	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	PRODUCTO
426-04-08	Tamaño 8	Vástago con Cuello Ángulo CCD 126° - Estándar Offset Furlong Evolution Plus	
426-04-09	Tamaño 9	Vástago con Cuello Ángulo CCD 126° - Estándar Offset Furlong Evolution Plus	
426-04-10	Tamaño 10	Vástago con Cuello Ángulo CCD 126° - Estándar Offset Furlong Evolution Plus	
426-04-11	Tamaño 11	Vástago con Cuello Ángulo CCD 126° - Estándar Offset Furlong Evolution Plus	
426-04-12	Tamaño 12	Vástago con Cuello Ángulo CCD 126° - Estándar Offset Furlong Evolution Plus	
426-04-13	Tamaño 13	Vástago con Cuello Ángulo CCD 126° - Estándar Offset Furlong Evolution Plus	
426-04-14	Tamaño 14	Vástago con Cuello Ángulo CCD 126° - Estándar Offset Furlong Evolution Plus	
426-04-15	Tamaño 15	Vástago con Cuello Ángulo CCD 126° - Estándar Offset Furlong Evolution Plus	
426-04-16	Tamaño 16	Vástago con Cuello Ángulo CCD 126° - Estándar Offset Furlong Evolution Plus	
426-04-17	Tamaño 17	Vástago con Cuello Ángulo CCD 126° - Estándar Offset Furlong Evolution Plus	
433-04-08	Tamaño 8	Vástago con Cuello Ángulo CCD 133° - Estándar Offset Furlong Evolution Plus	
433-04-09	Tamaño 9	Vástago con Cuello Ángulo CCD 133° - Estándar Offset Furlong Evolution Plus	
433-04-10	Tamaño 10	Vástago con Cuello Ángulo CCD 133° - Estándar Offset Furlong Evolution Plus	
433-04-11	Tamaño 11	Vástago con Cuello Ángulo CCD 133° - Estándar Offset Furlong Evolution Plus	
433-04-12	Tamaño 12	Vástago con Cuello Ángulo CCD 133° - Estándar Offset Furlong Evolution Plus	
433-04-13	Tamaño 13	Vástago con Cuello Ángulo CCD 133° - Estándar Offset Furlong Evolution Plus	
433-04-14	Tamaño 14	Vástago con Cuello Ángulo CCD 133° - Estándar Offset Furlong Evolution Plus	
433-04-15	Tamaño 15	Vástago con Cuello Ángulo CCD 133° - Estándar Offset Furlong Evolution Plus	



VÁSTAGO FURLONG EVOLUTION® PLUS

CODIFICACIÓN

Consultar disponibilidad según país o región

CODIFICACIÓN DE VÁSTAGO FEMORAL FURLONG EVOLUTION PLUS

CÓDIGO	DIMENSIONES	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	PRODUCTO
433-04-16	Tamaño 16	Vástago con Cuello Ángulo CCD 133° - Estándar Offset Furlong Evolution Plus	
433-04-17	Tamaño 17	Vástago con Cuello Ángulo CCD 133° - Estándar Offset Furlong Evolution Plus	
433-54-08	Tamaño 8	Vástago con Cuello Ángulo CCD 133° - High Offset Furlong Evolution Plus	
433-54-09	Tamaño 9	Vástago con Cuello Ángulo CCD 133° - High Offset Furlong Evolution Plus	
433-54-10	Tamaño 10	Vástago con Cuello Ángulo CCD 133° - High Offset Furlong Evolution Plus	
433-54-11	Tamaño 11	Vástago con Cuello Ángulo CCD 133° - High Offset Furlong Evolution Plus	
433-54-12	Tamaño 12	Vástago con Cuello Ángulo CCD 133° - High Offset Furlong Evolution Plus	
433-54-13	Tamaño 13	Vástago con Cuello Ángulo CCD 133° - High Offset Furlong Evolution Plus	
433-54-14	Tamaño 14	Vástago con Cuello Ángulo CCD 133° - High Offset Furlong Evolution Plus	
433-54-15	Tamaño 15	Vástago con Cuello Ángulo CCD 133° - High Offset Furlong Evolution Plus	
433-54-16	Tamaño 16	Vástago con Cuello Ángulo CCD 133° - High Offset Furlong Evolution Plus	
433-54-17	Tamaño 17	Vástago con Cuello Ángulo CCD 133° - High Offset Furlong Evolution Plus	

CÓDIGO	DIMENSIONES	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	PRODUCTO
426-05-08	Tamaño 8	Vástago sin Cuello Ángulo CCD 126° - Estándar Offset Furlong Evolution Plus	
426-05-09	Tamaño 9	Vástago sin Cuello Ángulo CCD 126° - Estándar Offset Furlong Evolution Plus	
426-05-10	Tamaño 10	Vástago sin Cuello Ángulo CCD 126° - Estándar Offset Furlong Evolution Plus	
426-05-11	Tamaño 11	Vástago sin Cuello Ángulo CCD 126° - Estándar Offset Furlong Evolution Plus	
426-05-12	Tamaño 12	Vástago sin Cuello Ángulo CCD 126° - Estándar Offset Furlong Evolution Plus	

VÁSTAGO FURLONG EVOLUTION® PLUS

CODIFICACIÓN

Consultar disponibilidad según país o región

CODIFICACIÓN DE VÁSTAGO FEMORAL FURLONG EVOLUTION PLUS

CÓDIGO	DIMENSIONES	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	PRODUCTO
426-05-13	Tamaño 13	Vástago sin Cuello Ángulo CCD 126° - Estándar Offset Furlong Evolution Plus	
426-05-14	Tamaño 14	Vástago sin Cuello Ángulo CCD 126° - Estándar Offset Furlong Evolution Plus	
426-05-15	Tamaño 15	Vástago sin Cuello Ángulo CCD 126° - Estándar Offset Furlong Evolution Plus	
426-05-16	Tamaño 16	Vástago sin Cuello Ángulo CCD 126° - Estándar Offset Furlong Evolution Plus	
426-05-17	Tamaño 17	Vástago sin Cuello Ángulo CCD 126° - Estándar Offset Furlong Evolution Plus	
433-05-08	Tamaño 8	Vástago sin Cuello Ángulo CCD 133° - Estándar Offset Furlong Evolution Plus	
433-05-09	Tamaño 9	Vástago sin Cuello Ángulo CCD 133° - Estándar Offset Furlong Evolution Plus	
433-05-10	Tamaño 10	Vástago sin Cuello Ángulo CCD 133° - Estándar Offset Furlong Evolution Plus	
433-05-11	Tamaño 11	Vástago sin Cuello Ángulo CCD 133° - Estándar Offset Furlong Evolution Plus	
433-05-12	Tamaño 12	Vástago sin Cuello Ángulo CCD 133° - Estándar Offset Furlong Evolution Plus	
433-05-13	Tamaño 13	Vástago sin Cuello Ángulo CCD 133° - Estándar Offset Furlong Evolution Plus	
433-05-14	Tamaño 14	Vástago sin Cuello Ángulo CCD 133° - Estándar Offset Furlong Evolution Plus	
433-05-15	Tamaño 15	Vástago sin Cuello Ángulo CCD 133° - Estándar Offset Furlong Evolution Plus	
433-05-16	Tamaño 16	Vástago sin Cuello Ángulo CCD 133° - Estándar Offset Furlong Evolution Plus	
433-05-17	Tamaño 17	Vástago sin Cuello Ángulo CCD 133° - Estándar Offset Furlong Evolution Plus	

CÓDIGO	DIMENSIONES	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	PRODUCTO
460-99-01		Bandeja Furlong Evolution®Plus	

VÁSTAGO FURLONG EVOLUTION® PLUS

CODIFICACIÓN

Consultar disponibilidad según país o región

CODIFICACIÓN DE VÁSTAGO FEMORAL FURLONG EVOLUTION PLUS

CÓDIGO	DIMENSIONES	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	PRODUCTO
460-02-08	8 mm		
460-02-09	9 mm	Raspa Furlong Evolution Plus	
460-02-10	10 mm	Raspa Furlong Evolution Plus	
460-02-11	11 mm	Raspa Furlong Evolution Plus	
460-02-12	12 mm	Raspa Furlong Evolution Plus	
460-02-13	13 mm	Raspa Furlong Evolution Plus	
460-02-14	14 mm	Raspa Furlong Evolution Plus	
460-02-15	15 mm	Raspa Furlong Evolution Plus	
460-02-16	16 mm	Raspa Furlong Evolution Plus	
460-02-17	17 mm	Raspa Furlong Evolution Plus	



Importado y Distribuido en México por:

BIOADVANCE DISPOSITIVOS E INNOVACIONES MÉDICAS, S.A. DE C.V.

- Calle Amores No. 1322, Edificio C Planta Baja, Colonia del Valle Sur, Benito Juárez, C.P. 03104, Ciudad de México, México.
- Av. Américas No. 1930 Piso 7, Interior 7E, 7F, 7G, Colonia Country Club, Guadalajara, Jalisco, C.P. 44610, México.

VISTA MEDICAL DEVICES, S. DE R.L. DE C.V.

- Calle Amores No. 1322, Edificio C, Colonia del Valle Sur, Benito Juárez, C.P. 03104, Ciudad de México, México.
- Tel: +52 55 5925 5323
- www.bioadvance.com.mx