
DISPOSITIVOS MÉDICOS

bioadvance®

LATAM



OVERFIX SPINE PLUS

Mediox

CATÁLOGO

SISTEMA DE CAJAS DE FUSIÓN INTRAVERTEBRALES

SISTEMA DE CAJAS DE FUSIÓN INTRAVERTEBRALES
CARACTERÍSTICAS

DESCRIPCIÓN

El Sistema de cajas de fusión intervertebrales OVERFIX SPINE PLUS se compone de Caja de fusión fabricadas con PEEK (ASTM F2026), tornillos de bloqueo autoperforante fabricados con aleación de titanio (Ti6Al4V Eli) (ISO 5832-3), los cuales tienen un proceso de Anodizado, el cual aumenta su dureza, durabilidad y resistencia a la corrosión. Además, todos los modelos incorporan marcadores de tantalio radiopacos (ISO 13782), lo que permite una visualización radiográfica adecuada. Todos los materiales utilizados son compatibles entre sí.

INDICACIONES DE USO

El Sistema de cajas de fusión intervertebrales OVERFIX SPINE PLUS está diseñado para su uso en intervenciones de cirugía de columna con el objetivo de restablecer la estabilidad estructural y funcional del segmento vertebral afectado. Estos implantes están pensados para facilitar la sustitución o el soporte de los discos intervertebrales dañados, así como para favorecer la fusión entre cuerpos vertebrales adyacentes, contribuyendo a una alineación adecuada de la columna. El Sistema de cajas de fusión intervertebrales OVERFIX SPINE PLUS está indicado para las siguientes afecciones:

- Enfermedad degenerativa discal e inestabilidad espinal
- Estenosis espinal
- Pseudoartrosis o espondilodesis fallida
- Espondilolistesis degenerativa
- Procedimientos de revisión para el síndrome posdiscectomía

BIOADVANCE y MEDIOX son marcas registradas. Todos los derechos reservados.

SISTEMA DE CAJAS DE FUSIÓN INTRAVERTEBRALES
FUNDAMENTOS DEL DISEÑO

CODIFICACIÓN DE C CAJA INTERVERTEBRAL CERVICAL ANTERIOR

CÓDIGO	MEDIDAS	MATERIAL	PRODUCTO
991500003	Φ3 L=11mm	PEEK	
991500004	Φ4 L=11mm	PEEK	
991500005	Φ5 L=11mm	PEEK	
991500006	Φ6 L=11mm	PEEK	
991500007	Φ7 L=11mm	PEEK	
991500008	Φ8 L=11mm	PEEK	
991500009	Φ9 L=11mm	PEEK	
991500010	Φ10 L=11mm	PEEK	
991500011	Φ11 L=11mm	PEEK	
991500012	Φ12 L=11mm	PEEK	
991500103	Φ3 L=14mm	PEEK	
991500104	Φ4 L=14mm	PEEK	
991500105	Φ5 L=14mm	PEEK	
991500106	Φ6 L=14mm	PEEK	
991500107	Φ7 L=14mm	PEEK	
991500108	Φ8 L=14mm	PEEK	
991500109	Φ9 L=14mm	PEEK	
991500110	Φ10 L=14mm	PEEK	
991500111	Φ11 L=14mm	PEEK	
991500112	Φ12 L=14mm	PEEK	

BIOADVANCE y MEDIOX son marcas registradas. Todos los derechos reservados.

SISTEMA DE CAJAS DE FUSIÓN INTRAVERTEBRALES
FUNDAMENTOS DEL DISEÑO

CODIFICACIÓN DE 2T TORNILLO BLOQUEADO AUTOPERFORANTE

CÓDIGO	MEDIDAS	MATERIAL	PRODUCTO
951583012	Φ3.0 L=12mm	Aleación de Titanio	
951583014	Φ3.0 L=14mm	Aleación de Titanio	
951583016	Φ3.0 L=16mm	Aleación de Titanio	
951583018	Φ3.0 L=18mm	Aleación de Titanio	
951583512	Φ3.5 L=12mm	Aleación de Titanio	
951583514	Φ3.5 L=14mm	Aleación de Titanio	
951583516	Φ3.5 L=16mm	Aleación de Titanio	
951583518	Φ3.5 L=18mm	Aleación de Titanio	



CODIFICACIÓN DE 2T CAJA INTERVERTEBRAL CERVICAL ANTERIOR

CÓDIGO	MEDIDAS	MATERIAL	PRODUCTO
991121403	Altura: 3	PEEK	
991121404	Altura: 4	PEEK	
991121405	Altura: 5	PEEK	
991121406	Altura: 6	PEEK	
991121407	Altura: 7	PEEK	
991121408	Altura: 8	PEEK	
991121409	Altura: 9	PEEK	
991121410	Altura:10	PEEK	
991121411	Altura:11	PEEK	
991121412	Altura: 12	PEEK	
991121414	Altura:14	PEEK	



BIOADVANCE y MEDIOX son marcas registradas. Todos los derechos reservados.

SISTEMA DE CAJAS DE FUSIÓN INTRAVERTEBRALES
FUNDAMENTOS DEL DISEÑO

CODIFICACIÓN DE PLIF CAJA INTERVERTEBRAL LUMBAR POSTERIOR

CÓDIGO	MEDIDAS	MATERIAL	PRODUCTO
991512207	Φ7 L=22mm	PEEK	
991512208	Φ8 L=22mm	PEEK	
991512209	Φ9 L=22mm	PEEK	
991512210	Φ10 L=22mm	PEEK	
991512211	Φ11 L=22mm	PEEK	
991512212	Φ12 L=22mm	PEEK	
991512213	Φ13 L=22mm	PEEK	
991512214	Φ14 L=22mm	PEEK	
991512215	Φ15 L=22mm	PEEK	
991512216	Φ16 L=22mm	PEEK	
991512217	Φ17 L=22mm	PEEK	
991512218	Φ18 L=22mm	PEEK	
991512219	Φ19 L=22mm	PEEK	
991512220	Φ20 L=22mm	PEEK	
991512607	Φ7 L=26mm	PEEK	
991512608	Φ8 L=26mm	PEEK	
991512609	Φ9 L=26mm	PEEK	
991512610	Φ10 L=26mm	PEEK	
991512611	Φ11 L=26mm	PEEK	
991512612	Φ12 L=26mm	PEEK	
991512613	Φ13 L=26mm	PEEK	
991512614	Φ14 L=26mm	PEEK	
991512615	Φ15 L=26mm	PEEK	
991512616	Φ16 L=26mm	PEEK	
991512617	Φ17 L=26mm	PEEK	
991512618	Φ18 L=26mm	PEEK	
991512619	Φ19 L=26mm	PEEK	
991512620	Φ20 L=26mm	PEEK	



BIOADVANCE y MEDIOX son marcas registradas. Todos los derechos reservados.

SISTEMA DE CAJAS DE FUSIÓN INTRAVERTEBRALES
FUNDAMENTOS DEL DISEÑO

CODIFICACIÓN DE PLIF CAJA INTERVERTEBRAL LUMBAR POSTERIOR

CÓDIGO	MEDIDAS	MATERIAL	PRODUCTO
991513207	Φ7 L=32mm	PEEK	
991513208	Φ8 L=32mm	PEEK	
991513209	Φ9 L=32mm	PEEK	
991513210	Φ10 L=32mm	PEEK	
991513211	Φ11 L=32mm	PEEK	
991513212	Φ12 L=32mm	PEEK	
991513213	Φ13 L=32mm	PEEK	
991513214	Φ14 L=32mm	PEEK	
991513215	Φ15 L=32mm	PEEK	
991513216	Φ16 L=32mm	PEEK	
991513217	Φ17 L=32mm	PEEK	
991513218	Φ18 L=32mm	PEEK	
991513219	Φ19 L=32mm	PEEK	
991513220	Φ20 L=32mm	PEEK	
991513607	Φ7 L=36mm	PEEK	
991513608	Φ8 L=36mm	PEEK	
991513609	Φ9 L=36mm	PEEK	
991513610	Φ10 L=36mm	PEEK	
991513611	Φ11 L=36mm	PEEK	
991513612	Φ12 L=36mm	PEEK	
991513613	Φ13 L=36mm	PEEK	
991513614	Φ14 L=36mm	PEEK	
991513615	Φ15 L=36mm	PEEK	
991513616	Φ16 L=36mm	PEEK	
991513617	Φ17 L=36mm	PEEK	
991513618	Φ18 L=36mm	PEEK	
991513619	Φ19 L=36mm	PEEK	
991513620	Φ20 L=36mm	PEEK	



BIOADVANCE y MEDIOX son marcas registradas. Todos los derechos reservados.

SISTEMA DE CAJAS DE FUSIÓN INTRAVERTEBRALES
FUNDAMENTOS DEL DISEÑO

CODIFICACIÓN DE TLIF CAJA INTERVERTEBRAL LUMBAR CURVA, 6 X 27 MM 10°, PEEK

CÓDIGO	MEDIDAS	MATERIAL	PRODUCTO
991520006	Φ6 L=30mm 10°	PEEK	
991520007	Φ7 L=30mm 10°	PEEK	
991520008	Φ8 L=30mm 10°	PEEK	
991520009	Φ9 L=30mm 10°	PEEK	
991520010	Φ10 L=30mm 10°	PEEK	
991520011	Φ11 L=30mm 10°	PEEK	
991520012	Φ12 L=30mm 10°	PEEK	
991520013	Φ13 L=30mm 10°	PEEK	
991520014	Φ14 L=30mm 10°	PEEK	
991520015	Φ15 L=30mm 10°	PEEK	
991520016	Φ16 L=30mm 10°	PEEK	
991520017	Φ17 L=30mm 10°	PEEK	
991520106	Φ6 L=33mm 10°	PEEK	
991520107	Φ7 L=33mm 10°	PEEK	
991520108	Φ8 L=33mm 10°	PEEK	
991520109	Φ9 L=33mm 10°	PEEK	
991520110	Φ10 L=33mm 10°	PEEK	
991520111	Φ11 L=33mm 10°	PEEK	
991520112	Φ12 L=33mm 10°	PEEK	
991520113	Φ13 L=33mm 10°	PEEK	
991520114	Φ14 L=33mm 10°	PEEK	
991520115	Φ15 L=33mm 10°	PEEK	
991520116	Φ16 L=33mm 10°	PEEK	
991520117	Φ17 L=33mm 10°	PEEK	
991520206	Φ6 L=27mm 10°	PEEK	
991520207	Φ7 L=27mm 10°	PEEK	
991520208	Φ8 L=27mm 10°	PEEK	
991520209	Φ9 L=27mm 10°	PEEK	
991520210	Φ10 L=27mm 10°	PEEK	
991520211	Φ11 L=27mm 10°	PEEK	



BIOADVANCE y MEDIOX son marcas registradas. Todos los derechos reservados.

SISTEMA DE CAJAS DE FUSIÓN INTRAVERTEBRALES
FUNDAMENTOS DEL DISEÑO

CODIFICACIÓN DE TLIF CAJA INTERVERTEBRAL LUMBAR CURVA, 6 X 27 MM 10°, PEEK


CÓDIGO	MEDIDAS	MATERIAL	PRODUCTO
991520212	Φ12 L=27mm 10°	PEEK	
991520213	Φ13 L=27mm 10°	PEEK	
991520214	Φ14 L=27mm 10°	PEEK	
991520215	Φ15 L=27mm 10°	PEEK	
991520216	Φ16 L=27mm 10°	PEEK	
991520217	Φ17 L=27mm 10°	PEEK	
991522006	Φ6 L=30mm 12°	PEEK	
991522007	Φ7 L=30mm 12°	PEEK	
991522008	Φ8 L=30mm 12°	PEEK	
991522009	Φ9 L=30mm 12°	PEEK	
991522010	Φ10 L=30mm 12°	PEEK	
991522011	Φ11 L=30mm 12°	PEEK	
991522012	Φ12 L=30mm 12°	PEEK	
991522013	Φ13 L=30mm 12°	PEEK	
991522014	Φ14 L=30mm 12°	PEEK	
991522015	Φ15 L=30mm 12°	PEEK	
991522016	Φ16 L=30mm 12°	PEEK	
991522017	Φ17 L=30mm 12°	PEEK	
991522106	Φ6 L=33mm 12°	PEEK	
991522107	Φ7 L=33mm 12°	PEEK	
991522108	Φ8 L=33mm 12°	PEEK	
991522109	Φ9 L=33mm 12°	PEEK	
991522110	Φ10 L=33mm 12°	PEEK	
991522111	Φ11 L=33mm 12°	PEEK	
991522112	Φ12 L=33mm 12°	PEEK	
991522113	Φ13 L=33mm 12°	PEEK	
991522114	Φ14 L=33mm 12°	PEEK	
991522115	Φ15 L=33mm 12°	PEEK	
991522116	Φ16 L=33mm 12°	PEEK	
991522117	Φ17 L=33mm 12°	PEEK	

BIOADVANCE y MEDIOX son marcas registradas. Todos los derechos reservados.

SISTEMA DE CAJAS DE FUSIÓN INTRAVERTEBRALES
FUNDAMENTOS DEL DISEÑO

CODIFICACIÓN DE XLIF CAJA INTERVERTEBRAL PARA ABORDAJE LATERAL

CÓDIGO	MEDIDAS	MATERIAL	PRODUCTO
971530107	Φ7 L=40mm 0°	Aleación de Titanio y PEEK	
971530109	Φ9 L=40mm 0°	Aleación de Titanio y PEEK	
971530111	Φ11 L=40mm 0°	Aleación de Titanio y PEEK	
971530113	Φ13 L=40mm 0°	Aleación de Titanio y PEEK	
971530115	Φ15 L=40mm 0°	Aleación de Titanio y PEEK	
971530117	Φ17 L=40mm 0°	Aleación de Titanio y PEEK	
971530207	Φ7 L=45mm 0°	Aleación de Titanio y PEEK	
971530209	Φ9 L=45mm 0°	Aleación de Titanio y PEEK	
971530211	Φ11 L=45mm 0°	Aleación de Titanio y PEEK	
971530213	Φ13 L=45mm 0°	Aleación de Titanio y PEEK	
971530215	Φ15 L=45mm 0°	Aleación de Titanio y PEEK	
971530217	Φ17 L=45mm 0°	Aleación de Titanio y PEEK	
971530307	Φ7 L=50mm 0°	Aleación de Titanio y PEEK	
971530309	Φ9 L=50mm 0°	Aleación de Titanio y PEEK	
971530311	Φ11 L=50mm 0°	Aleación de Titanio y PEEK	
971530313	Φ13 L=50mm 0°	Aleación de Titanio y PEEK	
971530315	Φ15 L=50mm 0°	Aleación de Titanio y PEEK	
971530317	Φ17 L=50mm 0°	Aleación de Titanio y PEEK	
971530407	Φ7 L=40mm 0°	Aleación de Titanio y PEEK	
971530409	Φ9 L=40mm 0°	Aleación de Titanio y PEEK	
971530411	Φ11 L=50mm 0°	Aleación de Titanio y PEEK	
971530413	Φ13 L=50mm 0°	Aleación de Titanio y PEEK	
971530415	Φ15 L=50mm 0°	Aleación de Titanio y PEEK	
971530417	Φ17 L=50mm 0°	Aleación de Titanio y PEEK	




BIOADVANCE y MEDIOX son marcas registradas. Todos los derechos reservados.

SISTEMA DE CAJAS DE FUSIÓN INTRAVERTEBRALES
FUNDAMENTOS DEL DISEÑO

CODIFICACIÓN DE XLIF CAJA INTERVERTEBRAL PARA ABORDAJE LATERAL

CÓDIGO	MEDIDAS	MATERIAL	PRODUCTO
971538107	Φ7 L=40mm 8°	Aleación de Titanio y PEEK	
971538109	Φ9 L=40mm 8°	Aleación de Titanio y PEEK	
971538111	Φ11 L=40mm 8°	Aleación de Titanio y PEEK	
971538113	Φ13 L=40mm 8°	Aleación de Titanio y PEEK	
971538115	Φ15 L=40mm 8°	Aleación de Titanio y PEEK	
971538117	Φ17 L=40mm 8°	Aleación de Titanio y PEEK	
971538207	Φ7 L=45mm 8°	Aleación de Titanio y PEEK	
971538209	Φ9 L=45mm 8°	Aleación de Titanio y PEEK	
971538211	Φ11 L=45mm 8°	Aleación de Titanio y PEEK	
971538213	Φ13 L=45mm 8°	Aleación de Titanio y PEEK	
971538215	Φ15 L=45mm 8°	Aleación de Titanio y PEEK	
971538217	Φ17 L=45mm 8°	Aleación de Titanio y PEEK	
971538307	Φ7 L=50mm 8°	Aleación de Titanio y PEEK	
971538309	Φ9 L=50mm 8°	Aleación de Titanio y PEEK	
971538311	Φ11 L=50mm 8°	Aleación de Titanio y PEEK	
971538313	Φ13 L=50mm 8°	Aleación de Titanio y PEEK	
971538315	Φ15 L=50mm 8°	Aleación de Titanio y PEEK	
971538317	Φ17 L=50mm 8°	Aleación de Titanio y PEEK	
971538407	Φ7 L=55mm 8°	Aleación de Titanio y PEEK	
971538409	Φ9 L=55mm 8°	Aleación de Titanio y PEEK	
971538411	Φ11 L=55mm 8°	Aleación de Titanio y PEEK	
971538413	Φ13 L=55mm 8°	Aleación de Titanio y PEEK	
971538415	Φ15 L=55mm 8°	Aleación de Titanio y PEEK	
971538417	Φ17 L=55mm 8°	Aleación de Titanio y PEEK	



BIOADVANCE y MEDIOX son marcas registradas. Todos los derechos reservados.

SISTEMA DE CAJAS DE FUSIÓN INTRAVERTEBRALES
FUNDAMENTOS DEL DISEÑO

CODIFICACIÓN DE XLIF TORNILLO DE BLOQUEO AUTOPERFORANTE

CÓDIGO	MEDIDAS	MATERIAL	PRODUCTO
951584030	Φ4.0 L=30mm	Aleación de Titanio	
951584035	Φ4.0 L=35mm	Aleación de Titanio	
951584040	Φ4.0 L=40mm	Aleación de Titanio	
951584045	Φ4.0 L=45mm	Aleación de Titanio	
951584050	Φ4.0 L=50mm	Aleación de Titanio	

Importado y Distribuido en México por:

BIOADVANCE DISPOSITIVOS E INNOVACIONES MÉDICAS, S.A. DE C.V.

- Calle Amores No. 1322, Edificio C Planta Baja, Colonia del Valle Sur, Benito Juárez, C.P. 03104, Ciudad de México, México.
- Av. Américas No. 1930 Piso 7, Interior 7E, 7F, 7G, Colonia Country Club, Guadalajara, Jalisco, C.P. 44610, México.

VISTA MEDICAL DEVICES, S. DE R.L. DE C.V.

- Calle Amores No. 1322, Edificio C, Colonia del Valle Sur, Benito Juárez, C.P. 03104, Ciudad de México, México.
- Tel: +52 55 5925 5323
- www.bioadvance.com.mx

BIOADVANCE y MEDIOX son marcas registradas. Todos los derechos reservados.