OVERFIX+®
SPINE



SISTEMA DE RETRACTORES MIS LUMBAR®

INSTRUMENTAL RETRACTOR ESPINAL POSTERIOR


DISPOSITIVOS MÉDICOS
bioadvance®
LATAM

SISTEMA DE RETRACTORES MIS LUMBAR

Instrumental Retractor Espinal

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA

- Cuenta con una variedad de métodos de combinación, adecuados para un amplio rango de cirugías de mínima invasión.
- Descompresión simple, fijación de fusión en una sola etapa, brazo universal de fijación de fusión multietapa, que brinda buena estabilidad y una baja tasa de fallos.
- Material transparente, en la que la perspectiva no bloquea.
- Se puede utilizar con fuente de luz para una vista brillante.







MANGO RETRÁCTIL

- Un retractor 3D conectado a un convertidor de retractor con un retractor longitudinal se puede utilizar para la inserción de tornillos MIDLIF y CBT.
- El retractor puede funcionar solo o con el mango retráctil



Instrumental Retractor Espinal

BRAZO UNIVERSAL

- Tiene un diseño universal, cuenta con estabilidad en su estructura y goza de un ajuste flexible
- Se ajusta a biela conectora
- Después de bloquear, puede realizar un bloqueo limitado de tres ejes y dos juntas universales.



INDICADOR DE DIÁMETRO

- La selección del color de la funda escalonada correspondiente a distintos diámetros es conveniente durante la operación.

Instrumental Retractor Espinal

TUBO CÓNICO Y TUBO DE EXPANSIÓN

- Adecuados para una cirugía de descompresión
- Funcionan con dos opciones: con el brazo universal o con el mango
- Cuentan con especificaciones para satisfacer las necesidades de diferentes pacientes
- Fuente de luz conectada, para mejorar la visibilidad.





VERSATIBILIDAD

- Diferentes especificaciones para satisfacer las necesidades de diferentes pacientes, desde 32 mm a 80 mm.







Instrumental Retractor Espinal

TUBO MEDIO

Con el retractor tridimensional, se puede realizar el estiramiento en tres direcciones.



El mango del retractor interno del retractor tridimensional se retira, y la extensión de cuatro vías se puede realizar con el retractor longitudinal y el retractor longitudinal.


Es adecuado para descompresión multinivel, fusión y fijación interna.



Instrumental Retractor Espinal

RETRACTOR TRIDIMENSIONAL

- Estructura de trinquete, expansión fácil y uniforme, sin rebote
- Aumenta el ángulo de extensión, hasta 30 grados
- El campo de operación se puede expandir agregando un retractor medial







SISTEMA DE RETRACTORES MIS LUMBAR

Instrumental Retractor Espinal Posterior


Consultar disponibilidad según país o región

CÓDIGO	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	PRODUCTO
23900100	Caja de instrumental	Sistema retractor espinal posterior	
23900700	Retractor Óseo Izquierdo 50mm	Retractor óseo Izquierda 50mm	
23900710	Retractor Óseo Izquierdo 60mm	Retractor óseo Izquierda 60mm	
23900720	Retractor Óseo Izquierdo 70mm	Retractor óseo Izquierdo 70mm	
23900730	Retractor Óseo Izquierdo 80mm	Retractor óseo Izquierda 80mm	
23900800	Retractor Óseo Derecho 50mm	Retractor óseo Izquierda 50mm	
23900810	Retractor Óseo Derecho 60mm	Retractor óseo Derecha 60mm	
23900820	Retractor Óseo Derecho 70mm	Retractor óseo Derecha 70mm	
23900830	Retractor Óseo Derecho 80mm	Retractor óseo Derecha 80mm	
23900900	Retractor Óseo Medial Angosto 50mm	Retractor (interior) Estrecho 50	
23900910	Retractor Óseo Medial Angosto 60mm	Retractor óseo (Interior) Estrecho 60	
23900920	Retractor Óseo Medial Angosto 70mm	Retractor óseo (interior) Estrecho 70	
23900930	Retractor Óseo Medial Angosto 80mm	#N/D	
23901000	Retractor Óseo Medial Ancho 50mm	Retractor óseo (Interior) ancho 50	

Instrumental Retractor Espinal Posterior

CÓDIGO	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	PRODUCTO
23901010	Retractor Óseo Medial Ancho 60mm	Retractor óseo (Interior) Ancho 60	
23901020	Retractor Óseo Medial Ancho 70mm	Retractor óseo (Interior) Ancho 70	
23901030	Retractor Óseo Medial Ancho 80mm	Retractor óseo (Interior) Ancho 80	
23901400	Valva Angosta Dentada 50mm	Retractor Estrecho 50mm	
23901410	Valva Angosta Dentada 60mm	Retractor Estrecho 60mm	
23901420	Valva Angosta Dentada 70mm	Retractor Estrecho 70mm	
23901430	Valva Angosta Dentada 80mm	Rretractor Estrecho 80 mm	
23901500	Valva Ancha Dentada 50mm	Retractor Ancho 50mm	
23901510	Valva Ancha Dentada 60mm	Retractor Ancho 60mm	
23901520	Valva Ancha Dentada 70mm	Retractor Ancho 70mm	
23901530	Valva Ancha Dentada 80mm	#N/D	
23901700	Tubo Retractor Expandible 50mm	Tubo retractor ampliable (cónico) 50mm	
23901800	Tubo Retractor Expandible 60mm	Tubo retractor ampliable (cónico) 60mm	
23901900	Tubo Retractor Expandible 70mm	Tubo retractor ampliable (cónico) 70mm	

Instrumental Retractor Espinal Posterior

CÓDIGO	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	PRODUCTO
23902000	Tubo Retractor Expandible 80mm	Tubo Retractor Expandible 80mm	
23902400	Tubo Retractor Ø18-22 X 50mm	Tubo Retractor Ø18-22 X 50mm	
23902410	Tubo Retractor Ø18-22 X 60mm	Tubo retractor (cónico) 18-22 mm 60mm	
23902420	Tubo Retractor Ø18-22 X 70mm	Tubo Retractor Ø18-22 X 70mm	
23902500	Tubo Retractor Ø20-24 X 50mm	Tubo Retractor Ø20-24 X 50mm	
23902510	Tubo Retractor Ø20-24 X 60mm	Tubo Retractor Ø20-24 X 60mm	
23902520	Tubo Retractor Ø20-24 X 70mm	Tubo Retractor Ø20-24 X 70mm	
23902600	Tubo Retractor Ø22-26 X 50mm	Tubo retractor (cónico) 22-26 mm 50mm	
23902610	Tubo Retractor Ø22-26 X 60mm	Tubo retractor (cónico) 22-26 mm 60mm	
23902620	Tubo Retractor Ø22-26 X 70mm	Tubo retractor (cónico) 22-26 mm 70mm	
23902700	Tubo Retractor Ø24-28 X 50mm	Tubo retractor (cónico) 24-28 mm 50mm	
23902710	Tubo Retractor Ø24-28 X 60mm	Tubo retractor (cónico) 24-28 mm 60mm	
23902720	Tubo Retractor Ø24-28 X 70mm	Tubo retractor (cónico) 24-28 mm 70mm	
23902800	Dilatadores 4 piezas (18-22/20-24/22-26/24-28)	Manga 4 piezas (18-22,20-24, 22-26 y 24-28)	

Instrumental Retractor Espinal Posterior

CÓDIGO	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	PRODUCTO
23901200	Dilatadores 4 piezas (50-80/50-90/ 50-110/20-120)	Manga 4 piezas (50-80, 50-90, 50-110 y 20-120)	
23901300	Retractor Longitudinal	Retractor para longitud	
23901600	Conector para Retractor	Conector para Retractor	
23900200	Brazo Secundario Ajustable	Brazo Universal	
23900300	Brazo Fijo	Brazo Fijo	
23900400	Conector AJustable	Brazo conector	
23900500	Retractor de 3 ejes	Retractor de 3 ejes	
23902100	Llave para Tubo Retractor Expandible	Llave para Retractor ampliada	
23900600	Llave Hexagonal en T	Llave para Retractor	
23902200	Mango Ajustable	Mango para ajustar	
23902300	Mango para Valvas Dentadas	Mango para retractor	
23901100	Destornillador para Bloqueo Corto	Controlador para retractor	
08.301.02.23900100 - Set	Set de instrumental retractor tubular espinal posterior	#N/D	